



EXPLORER® fél-mikro analitikai mérlegek

Ez a sorozat a rendkívüli pontosságot igénylő, professzionális mérésekhez került kifejlesztésre. Az intuitív szoftver extrém egyszerű felhasználást tesz lehetővé. Applikációk: tömegmérés, darabszámlálás, százalékos mérés, tolerancia mérés, dinamikus mérés, receptúra összegzés, sűrűség meghatározás, peak-hold funkció, pipetta pontosítás, SQC.

Kijelző

Színes VGA érintő képernyő 5,7" átlóval, QWERTY és numerikus billentyűzet az egyszerű adatbevitel biztosításához, GMP és GLP protokoll

Kommunikáció

Könnyen hozzáférhető adatcsatlakozók (USB és RS232), opcionálisan rendelhető harmadik interfész (Ethernet vagy második RS232), GMP és GLP valós idővel és dátummal, közvetlen adatátvitel (Direct Data Transfer).

Konstrukció

Fém öntvény mérlegház, ABS műanyag kiegészítők, rozsdamentes acél mérlegtányér, antisztatikus üvegajtók, felhajtható felső ajtó, cserélhető kijelző védőfólia, az AD jelzésű modellek automatikus ajtó nyitással.

Egyéb jellemzők

Automatikus AutoCal™ belső kalibrációs rendszer beépített két belső kalibráló súllyal. Gyors stabilizációs idő, négy fotocellás érzékelő, beépített ionizátor az automatikus ajtónyitású modelleknél, magyar felhasználói nyelv a működtető szoftverben, gyári hitelesítésű modellek, adatmentés USB pendrive-ra, zárható menürendszer, integrált alsóhorgos mérés, stabilitás és null érték kijelzés, automatikus készenléti állapot.

Az M-mel jelölt mérleg típusok EU gyári hitelesítéssel rendelkeznek!



Rendelési kód	Típus	Terhelhetőség (g)	Felbontás (mg)	Reprodukálás 100g-nál (mg)	Linearitás (mg)
68 025 0011	EX125D	52/120	0,01/0,1	0,1	±0,1
68 025 0012	EX125DM	52/120	0,01/0,1	0,1	±0,1
68 025 0013	EX125	120	0,01	0,02	±0,1
68 025 0014	EX125M	120	0,01	0,02	±0,1
68 025 0015	EX225D	120/220	0,01/0,1	0,02/0,1	±0,1
68 025 0016	EX225DM	120/220	0,01/0,1	0,02/0,1	±0,1
68 025 0017	EX225D/AD	120/220	0,01/0,1	0,02/0,1	±0,1
68 025 0018	EX225DM/AD	120/220	0,01/0,1	0,02/0,1	±0,1
68 025 0019	EX225AD	220	0,01	0,03	±0,1
68 025 0020	EX225M/AD	220	0,01	0,03	±0,1
68 025 0021		sűrűségmérő szett szilárd anyagokhoz			
68 025 0022		sűrűségmérő szett folyadékokhoz			
68 025 0023		második RS 232-es adatkimenet			
68 025 0024		Ethernet interfész			
68 025 0025		hosszabbító kábel - terminál 3 m			
68 025 0026		hosszabbító kábel - terminál 9 m			
68 025 0027		9 pólusú számítógépes kábel			
68 025 0028		konverter kábel USB-RS232			
68 025 0029		USB interfészkábel (A-B)			
68 025 0030		USB kábel (A-Mini) 1,8m			
68 025 0031		védőfólia			
68 025 0032		por elleni védőtakaró			
68 025 0033		multifunkcionális, normál papíros nyomtató SF-40A (statistika, receptúra, valós idő és dátum)			
68 025 0034		papírtekercs az SF-40A nyomtatóhoz (2db/csomag)			
68 025 0035		festékszalg az SF-40A nyomtatóba			