

ANALITIKAI MÉRLEGEK

Adventurer® analitikai mérlegek

Az AX sorozat biztosítja az optimális egyensúlyt az innovatív funkcionalitás és az egyszerű mérleg kezelés között. Ezek az Ohaus mérlegek rendelkeznek minden szükséges technikai tudással a rutin alkalmazásokhoz és tömeg mérésekhez. A színes érintő képernyős kijelző, a GLP/GMP megfelelés, a két USB csatlakozási lehetőség, az ötletes kialakítású üvegszekrény és a sok egyéb hasznos tulajdonság teszi az AX mérlegeket osztályának kitüntetett darabjaivá.

- Stabilitás, pontosság és gyorsaság biztosítja az optimális mérési eredményeket. A rutin alkalmazásoknál különösen fontos a gyorsan rendelkezésre álló precíz mért érték. A színes érintő képernyő és a sokoldalú periféria csatlakoztatási lehetőség gondoskodik az időtakarékos kezeléstről.

- A készülék előlapján elhelyezkedő USB-host aljzaton keresztül probléma mentesen rögzíthetők a mérési adatok pendrive-ra. A hátdoldali USB csatlakozón keresztül lehetséges a mérleg számítógéppel történő összekapcsolása.

- A beépített valós idejű dátum és óra egység még áramkimaradás esetén is korrekt időpont megadást tesz lehetővé. A GLP előírásoknak megfelelő adattárolásról gondoskodik a minta azonosító, a projekt szám és a mérleg azonosító is.

Az M-mel jelölt mérleg típusok EU gyári hitelesítéssel rendelkeznek!

Rendelési kód	Típus	Terhelhetőség (g)	Felbontás(g)	Tányérméret (mm)
63 012 2610	AX124	120	0,0001	Ø90
63 010 0620	AX124M	120	0,0001	Ø90
63 012 2657	AX124/E	120	0000,1	Ø90
63 012 2611	AX224	220	0,0001	Ø90
63 010 0621	AX224M	220	0,0001	Ø90
63 012 2612	AX224/E	220	0,0001	Ø90
63 012 2613	AX324	320	0,0001	Ø90
63 010 0613	AX324M	320	0,0001	Ø90



PR sorozat, analitikai és milligrammos mérlegek

A PR sorozat mérlegei három alapvető üzemmóddal rendelkeznek: súlymérés, %-os mérés és darabszámlálás. A beépített RS 232-es csatlakozó biztosítja az adatforgalmat és az adattárolási lehetőséget.

Az automatikus kalibráció külső vagy belső kalibráló súllyal (modelltől függően) gondoskodik a megbízható és pontos mérési eredményekről a rutin alkalmazásokhoz. A jól leolvasható, világos háttér megvilágítással rendelkező kijelző és a mindössze négy gombos kezelő felület pedig egyszerű kezelést tesz lehetővé.

A PR mérleg kis helyet foglal a labor asztalon, de mégis nagy mérőfelülettel rendelkezik. A masszív kialakítás és a rozsdamentes mérlegtányér a mindennapi munkabiztosítékai.

Az analitikai és a milligramm felbontású mérlegek mechanikai felépítése megegyezik. Az M-mel jelölt mérleg típusok EU gyári hitelesítéssel rendelkeznek!

Rendelési kód	Típus	Max. terhelhetőség (g)	Felbontás (g)	Tányérméret (mm)
63 043 0068	PR124/E	120	0,0001	Ø90
63 043 0067	PR124	120	0,0001	Ø90
63 052 4384	PR124M	120	0,0001	Ø90
63 043 0070	PR224/E	220	0,0001	Ø90
63 043 0069	PR224	220	0,0001	Ø90
63 052 4385	PR224M	220	0,0001	Ø90
63 043 0071	PR423	420	0,001	Ø120
63 043 0072	PR423/E	420	0,001	Ø120
63 052 4387	PR423M	420	0,001	Ø120
63 043 0073	PR523	520	0,001	Ø120
63 043 0074	PR523/E	520	0,001	Ø120
63 052 4608	PR523M	520	0,001	Ø120

