



Pioneer félmikro-, analitikai és precíziós táramérlegek

Az új Pioneer PX sorozat a gazdaságosság és a teljesítmény kombinációja a legfontosabb mérleg alkalmazások esetében. A sorozat készülékei az alap mérési funkciókat kapcsolják össze teljesítménnyel és kínálnak magas fokú pontosságot és ismétlőképességet a laborban vagy az ipar és az oktatás területein. Az előnyös ár mellett a készülékek intelligens kezelő felülettel, két soros kijelzővel és a komplikációmentes kommunikáció biztosításához USB illetve RS 232-es adatcsatlakozóval rendelkeznek.

- Mérés: 18 nemzetközi és 1 felhasználó által programozható mértékegységben
- Darabszámlálás, százalékos mérés
- Nagyméretű, kétsoros, háttérmegvilágításos LCD kijelző biztosítja a jó leolvashatóságot
- Beépített RS 232-es adatkimenet nyomtató vagy számítógép csatlakoztatására.
- Masszív öntött fémház, rozsdamentes acél mérlegtányér
- Fix beépítésű alsó mérőhorog, huzat védő szekrény három toló ajtóval (0,01-1mg)

Automatikus kalibráció beépített belső kalibráló súllyal. A mérlegek M jelzésű változatai gyári (Európai Unió) hitelesítéssel rendelkeznek, így Magyarországon is hitelesített mérlegeknek minősülnek.

Az E típus jelzésű analitikai mérlegek külső kalibráló súllyal pontosíthatók.



Rendelési kód	Típus	Max. terhelhetőség (g)	Felbontás (g)	Tányérméret (mm)	Kalibráció
68 025 1601	PX-125D	52/120	0,00001/0,0001	Ø80	belső
68 025 1602	PX-125DM	52/120	0,00001/0,0001	Ø80	belső
68 025 1603	PX-85	82	0,00001	Ø80	belső
68 025 1604	PX-85M	82	0,00001	Ø80	belső
68 025 1605	PX-225D	82/220	0,00001/0,0001	Ø80	belső
68 025 1606	PX-225DM	82/220	0,00001/0,0001	Ø80	belső
68 025 1607	PX-124	120	0,0001	Ø90	belső
68 025 1608	PX-124E	120	0,0001	Ø90	külső(!)
68 025 1609	PX-124M	120	0,0001	Ø90	belső
68 025 1610	PX-224	220	0,0001	Ø90	belső
68 025 1611	PX-224E	220	0,0001	Ø90	külső(!)
68 025 1612	PX-224M	220	0,0001	Ø90	belső
68 025 1613	PX-323	320	0,001	Ø120	belső
68 025 1614	PX-323M	320	0,001	Ø120	belső
68 025 1615	PX-523	520	0,001	Ø120	belső
68 025 1616	PX-523M	520	0,001	Ø120	belső
68 025 1617	PX-3202	3200	0,01	Ø180	belső
68 025 1618	PX-3202M	3200	0,01	Ø180	belső
68 025 1619	PX-5202	5200	0,01	Ø180	belső
68 025 1620	PX-5202M	5200	0,01	Ø180	belső
68 025 1621	PX-4201	4200	0,1	Ø180	belső
68 025 1622	PX-4201M	4200	0,1	Ø180	belső

Tartozékok PX és PR sorozatú mérlegekhez

SF 40A hordozható, multi funkciós mátrix nyomtató: kisméretű, univerzális mátrix nyomtató Ohaus mérlegekhez. Statisztika, összegzés, valós dátum és idő nyomtatása, állapot kijelzés, 40 karakter soronként, mérleg nullázása és tárazása közvetlen a nyomtatóról is történhet.



Rendelési kód	Megnevezés
68 025 0033	SF 40A multi funkciós mátrix nyomtató adatkábellel
68 025 0034	papírtekerics a fenti nyomtatóhoz (2 tekecs/csomag)
68 025 0035	festékszalag nyomtatóba
68 025 0021	sűrűségmérő szett szilárd anyagokhoz
68 025 0041	ION-100A EU standard ionizátor
68 025 0038	védőfólia Pioneer mérlegekhez
68 025 0028	konverter kábel USB-RS232
68 025 0027	9 pólusú számítógépes kábel
68 025 0029	USB interface kábel (A-B)