

PRECÍZIÓS TÁRA MÉRLEGEK

Táramérlegek külső kalibrálással - MT-BSM sorozat

- Nagyméretű, háttérmegvilágításos LCD kijelző biztosítja a jó leolvashatóságot.
- Beépített USB csatlakozó számítógép csatlakoztatására. Közvetlen adatátvitel Windows operációs rendszeren keresztül a számítógépre.
- Felhasználó barát kezelés, átlátható menü felépítés, nagyméretű fröccsenő víz ellenálló fólia tasztatúrák.
- 18 nemzetközi mértékegység és felhasználói program: darabszámlálás, százalékos mérés, nettó-totál, receptúra, stb.
- Monolitikus elektromágnesesmérőcella, kiváló rezgés ellenállósággal.
- Nagyméretű mérlegtányér: Ø110 mm és 180 x 180 mm.
- Rendkívül rövid beállási idő: ≤ 2 sec.
- A mg felbontású mérlegek huzatvédő üveg szekrényvel rendelkeznek (kép szerint!)
- **Automatikus kalibráció külső kalibráló súly segítségével (a súly külön rendelendő!).**

Rendelési kód	Típus	Terhelhetőség (g)	Felbontás (g)	Reprodukálás	Linearitás	Tányérméret (mm)
64 489 0201	MT-BSM-320-3	320	0,001	0,001	±0,001	Ø 110
64 489 0202	MT-BSM-420-3	420	0,001	0,001	±0,001	Ø 110
64 489 0203	MT-BSM-520-3	520	0,001	0,001	±0,001	Ø110
64 489 0204	MT-BSM-620-3	620	0,001	0,001	±0,001	Ø110
64 489 0211	MT-BSM-3200-2	3200	0,01	0,01	±0,01	180 x 180
64 489 0212	MT-BSM-4200-2	4200	0,01	0,01	±0,01	180 x 180
64 489 0213	MT-BSM-5200-2	5200	0,01	0,01	±0,01	180 x 180
64 489 0214	MT-BSM-6200-2	6200	0,01	0,01	±0,01	180 x 180



Táramérlegek külső kalibrálással - MT-BSM-S sorozat

- Rendkívül kedvező árú mérlegcsorozat, monoblokkos mérőcellával!
- Nagyméretű, háttérmegvilágításos LCD kijelző biztosítja a jó leolvashatóságot.
- Beépített USB csatlakozó számítógép csatlakoztatására. Közvetlen adatátvitel Windows operációs rendszeren keresztül a számítógépre.
- Felhasználó barát kezelés, átlátható menü felépítés, nagyméretű fröccsenő víz ellenálló fólia tasztatúrák.
- Többféle nemzetközi mértékegység és felhasználói programok.
- Monolitikus elektromágnesesmérőcella, kiváló rezgés ellenállósággal.
- Nagyméretű mérlegtányér: Ø110 mm és Ø150 mm.
- Rendkívül rövid beállási idő: ≤ 2 sec.
- A mg felbontású mérlegek huzatvédő üveg szekrényvel rendelkeznek (kép szerint!)
- **Automatikus kalibráció külső kalibráló súly segítségével (a súly külön rendelendő!).**

Rendelési kód	Típus	Terhelhetőség (g)	Felbontás (g)	Reprodukálás	Linearitás	Tányérméret (mm)
64 489 0221	MT-BSM-120-3S	120	0,001	0,001	±0,001	Ø 110
64 489 0222	MT-BSM-220-3S	220	0,001	0,001	±0,001	Ø 110
64 489 0223	MT-BSM-320-3S	320	0,001	0,001	±0,001	Ø110
64 489 0224	MT-BSM-1200-2S	1200	0,01	0,01	±0,01	Ø150
64 489 0225	MT-BSM-2200-2S	2200	0,01	0,01	±0,01	Ø150



Milligrammos mérlegek - DNA sorozat

Kiváló ár-érték arány és széles terhelhetőségi tartománnyal rendelkező precíziós mérlegcsalád. Masszív, alumínium öntvény alsórész, szabványos üveg huzatvédő fülke és rozsfamentes acél mérlegtányér Ø115 mm. Nagyméretű LCD érintő kijelző kék háttér megvilágítással. 21 különböző nemzetközi mértékegység és darabszámlálás funkció. Valós dátum és időpont rögzítés nyomtató segítségével. A sorozat rendelkezik soros RS 232-es valamint USB adatkimenettel számítógép vagy nyomtató számára. Az automatikus kalibrálás külső kalibráló súllyal történik, a kalibráló súly normál tartozékként kerül szállításra.

Rendelési kód	Típus	Terhelhetőség (g)	Felbontás (g)	Reprodukálás	Linearitás	Tányérméret (mm)
64 992 0121	DNA-123B	120	0,001	±0,002	±0,002	Ø 115
64 992 0122	DNA-223B	220	0,001	±0,002	±0,002	Ø 115
64 992 0123	DNA-323B	320	0,001	±0,002	±0,002	Ø 115
64 992 0124	DNA-523B	520	0,001	±0,002	±0,002	Ø 115
64 991 5020	MT-AA-1H hőpapíros soros nyomtató kábellel					
64 991 5021	Papír tekercs a fenti nyomtatóhoz					

