


STANDARD TÁRAMÉRLEGEK

Standard felszereltségű tára mérlegek - CP sorozat

Kiváló ár-érték arányú standard felszereltségű precíziós mérlegcsalád. Masszív, alumínium öntvény alsórész, a CPB sorozatnál műanyag huzatvédő fülke és rozsfamentes acél mérlegtányér. Nagyméretű LCD érintő kijelző fehér háttér megvilágítással.

Beállási idő: kevesebb, mint 2 másodperc. 17 különböző nemzetközi mértékegység és darabszámlálás funkció. Két oldalon dupla TARE tasztatúrák. Beépített soros RS 232-es adatkimenettel számítógép vagy nyomtató számára. Az automatikus kalibrálás külső kalibráló súllyal történik, a kalibráló súly nem normál tartozék, külön rendelendő.

Rendelési kód	Típus	Terhelhetőség (g)	Felbontás (g)	Reprodukálás	Linearitás	Tányérméret (mm)	Huzatvédő anyaga
64 992 0161	CPB622	620	0,01	±0,02	±0,02	157x136	műanyag
64 992 0162	CPB1202	1200	0,01	±0,02	±0,02	157x136	műanyag
64 992 0163	CPB2002	2000	0,01	±0,02	±0,02	157x136	műanyag
64 992 0164	CPB3002	3000	0,01	±0,02	±0,02	157x136	műanyag
64 992 0165	CPC5002	5000	0,01	±0,02	±0,02	192x171	nincs
64 992 0166	CPD6201	6200	0,1	±0,2	±0,2	192x171	nincs
64 992 0167	CPD8001	8000	0,1	±0,2	±0,2	192x171	nincs
64 992 0168	CPD10001	10000	0,1	±0,2	±0,2	192x171	nincs



Belépő szintű táramérlegek MT-GM sorozat

Könnyű súly, műanyag ház, kompakt kialakítás, beépített akkumulátor. Gyors mérési sebesség, beállási idő: ≤ 2 sec, kiváló pontosság és stabil, megbízható mérési eredmények.

Egyszerű kezelés, könnyen felszerelhető műanyag huzatvédő búra (GMA és GMB típusoknál) Nagyméretű, háttér megvilágítással rendelkező, könnyen leolvasható LCD kijelző. Külső kalibrálási funkció, rozsdamentes acél mérlegtányér. Darabszámlálási funkció és 17 különböző mértékegység. Opcionálisan rendelhető RS232-es adatkimenet és második kijelző.

Rendelési kód	Típus	Terhelhetőség (g)	Felbontás (g)	Reprodukálás	Linearitás	Tányérm. (mm)
64 992 0181	MT-GMA303	300	0,001	±0,002	±0,002	Ø 150
64 992 0182	MT-GMB602	600	0,01	±0,02	±0,02	Ø 150
64 992 0183	MT-GMC2002	2000	0,01	±0,02	±0,02	Ø 180
64 992 0184	MT-GMC3002	3000	0,01	±0,02	±0,02	Ø 180
64 992 0185	MT-GMB602T	600	0,01	±0,02	±0,02	192x171
64 992 0186	MT-GMB1002T	1000	0,01	±0,02	±0,02	192x171
64 992 0187	MT-GMB2002T	2000	0,01	±0,02	±0,02	192x171
64 992 0190	MT-GMB3002T	3000	0,01	±0,02	±0,02	192x171
64 992 0189	MT-GMB5002	5000	0,01	±0,02	±0,02	Ø 150
64 992 0188	MT-GMD6001T	6000	0,1	±0,2	±0,2	192x171



Compass CX széria

Energiahatékonyságra tekintettel lévő design, a Compass CX és CR sorozat mérlegeinek elemei hosszú idejű folyamatos működést tesznek lehetővé. (A hálózati tápegység külön rendelhető tartozék!) A CR sorozat alapvető mérési funkciókat és versenyképes teljesítményt kínál gazdaságos áron. Mindkét sorozat mérlegei vékony, egymásra rakható és könnyű kialakításúak, így megfelelően használhatók laborokban, oktatásban, és akár háztartásban is. Az egyszerűsített két gombos kezeléssel az üzemeltetés egyszerű, a háttér világításos LCD kijelzőn könnyedén megtekinthetőek a mérési eredmények.

Rendelési kód	Típus	Max. terhelhetőség (g)	Felbontás (g)	Tányérméret (mm)
63 042 8208	CX221	200	0,1	128 x 142
63 042 8209	CX621	500	0,1	128 x 142
63 042 8210	CX1201	1000	0,1	128 x 142
63 042 8211	CX2200	1000	1	128 x 142
63 042 8212	CX5200	2000	1	128 x 142
63 042 8213	CR221	200	0,1	125 x 132
63 042 8214	CR621	500	0,1	125 x 132
63 042 8215	CR2200	2000	1	125 x 132
63 042 8216	CR5200	5000	1	125 x 132
63 042 8220	Hálózati tápegység Compass CX és CR mérlegekhez			

OHAUS