

Centrifugák butyrométeres zsírmeghatározáshoz Gerber-módszer szerint. Elsősorban a tejipar számára készülnek, de alkalmazhatók más élelmiszeripari laborokban (húsipar) és élelmiszer ellenőrző intézetekben is.

Közös jellemzőjük a nyugodt, vibrációmentes pörgetés, amivel a butyrométerek élettartama jelentősen meghosszabbítható. Kiegyensúlyozatlanság észlelése esetén a centrifugálás automatikus leállítása. Biztonsági fedélzár: csak álló rotor esetén lehetséges a felnyitás. Beépített szabályozott fűtés.



Nova Safety kisméretű asztali butyrométer centrifuga 8 férőhelyes rotorral.

Biztonsági fedélzár, automatikus fék (fékezési idő < 8 mp).

Beállítható centrifugálási idő: 1-99 perc

Fix termosztált fűtés 65°C-ra

Fix fordulatszám: 1350 fordulat/perc

RZB: 350 g ±50 g

Méret: 470 x 380 x 230 mm

Tömeg: 13 kg.

Rendelési kód

Leírás

55 420 3670

Nova Safety asztali butyrométer centrifuga

SuperVario-N - többcélú centrifuga a tejipar számára

Kimagaslóan nyugodt futású készülék. Kiváló vibrációmentesség és a kilendülő butyrométer tartó gondoskodik a butyrométerek megfelelő állapotban tartásáról, így a jó vizsgálati eredmények (ismétlőképesség és összehasonlíthatóság) biztosítottak. Ezek alapján a SuperVario-N gyakran kerül alkalmazásra mint a kalibrálások referencia készüléke. Sokoldalúságának köszönhetően (programozható fordulatszám, hőmérséklet, idő)többféle vizsgálat végezhető a készülékkel:

Zsírmeghatározás Gerber-módszer szerint 1100 fordulat/perc 350 g

Zsírmeghatározás Babcock üvegekben 750 fordulat/perc 165 g

Oldhatóság meghatározása 900 fordulat/perc 172 g

Zsírmeghatározás Röse-Gottlieb* 600 fordulat/perc 77 g

(*A vizsgálat végzése csak a biztonsági előírások fokozott figyelemmel történő betartása mellett lehetséges!)

Rozsdamentes acél rotor ház

Programozható fordulatszám: 600...1200 fordulat/perc (állítás 10-es lépésekben)

Rotor tér hőmérséklet: 1°C-onként beállítható max. 68°C-ig

Centrifugálási idő: programozható 1-99 percig

Férőhely max. 36 butyrométer

Teljes magasság tetővel: 460 mm, tömeg: 26 kg.

Kiegyensúlyozatlanság észlelése eseté a centrifugálás automatikus leállítása. Biztonsági fedélzár: csak álló rotor esetén lehetséges a felnyitás. Elektromos fék.



Rendelési kód

Leírás

55 420 3680 SuperVario-N, rotor nélkül

55 420 3685 A típusú rotor, 36 db butyrométer ill. 18 Babcock üvegnek

55 421 3631 Butyrométer tartó A típusú rotorra (1 db)

55 421 3640 Butyrométer tartó A típusú rotorra (36 db)

55 421 3632 Babcock üveg tartó A típusú rotorra (1 db)

55 421 3686 B típusú rotor, 8 db Mojonnier cső számára

55 421 3670 Mojonnier cső

55 421 3687 C típusú rotor, 6 db oldhatósági üvegső számára

55 421 3633 oldhatósági üvegső tartó C típusú rotorra (1 db)

55 421 3634 oldhatósági üvegső, ADMI, 50 ml-e, 0-20 ml-ig osztva

55 421 3636 állvány oldhatósági üvegsők számára

Butyrométer-tartó, fehér, 2 soros, hőmérséklet max. 130 C° (rövid ideig) PP

Rendelési kód	Férőhely	Átmérő (mm)	Méret (mm)
24 321 5013	12	26	224 x 80 x 160
24 321 5025	24	26	450 x 80 x 160
24 321 5037	36	26	635 x 80 x 160

