



Schütt phoenix biztonsági gázégő - melegítéshez, leégetéshez, kiizzításhoz

Egyedül állóan komfortos és intelligens gázégő kitűnő műszaki jellemzőkkel. Jól olvasható, világító színes kijelző. Több nyelvű menü, az utasítások és figyelmeztetések teljes szöveges megjelenítése, önmagyarázó kezelés. Joystick navigáció a menüben. Gáz és levegő szabályzás "Click-Stop" funkcióval. Kényelmes munkavégzés választható manuális, lábkapcsolós vagy érzékelő szenzoros működös. Mikrobiológiai (lamináris fülkékben) és kémiai laborokban történő alkalmazásokhoz. A burkolat polírozott rozsdamentes acél és biztonsági üveg, UV- és oldószerálló, leégethető és így könnyen tisztítható. Használható földgázzal (a labor központi gázellátó rendszeréből) vagy mobil propán-bután gázpalackról. Egyszerű égőfej csere, nem szükséges speciális szerszám.

Eszközök kiizzításhoz és lombikok nyakának leégetéséhez DIN 30665 1 fejezet szabvány szerint, DIN-GVGW NG-2211AR0750 minősítéssel.

Előre beállítható égési idő: 1 ... 120 másodperc. Égési idő kijelzés minden üzemmódban. Automatikus kikapcsolás. Szenzor aktiválás 1x vagy 2x.

Túlmelegedés elleni védelem. Pontos, rendkívül gazdaságos lángszabályzás.

Begyűjtés figyelés, láng figyelés, folyamatos égés ellenőrzés, vezérelt égésidő.

A kezelő szervek átláthatóan a készülék előlapján helyezkednek el.

phoenix II eco: gazdaságos kialakítás display és szenzor nélkül, lábkapcsolás lábkapcsolóval vagy gombnyomással. Lamináris fülkékhez ajánlott.

phoenix II standard: színes display, szenzor és lábkapcsoló, égés idő kijelzés.

3 féle üzemmód lehetséges: IR szenzor - manuális kapcsoló - lábkapcsoló.

phoenix II accu: standard, lábkapcsoló nélkül, beépített akkumulátorral.

Tápellátás: 230V 50Hz

Méretetek: 126 x 160 x 85 mm Súly: kb. 1000g

Rendelési kód	Megnevezés
10 318 3552	Schütt phoenix II standard, rozsdamentes lábkapcsoló és szenzor
10 318 3542	Schütt phoenix II eco, rozsdamentes lábkapcsoló
10 318 3562	Schütt phoenix II accu, rozsdamentes lábkapcsoló és szenzor Mobil üzemmód, beépített akkumulátor, üzemidő max.30 óra

Tartozékok:

Rendelési kód	Megnevezés
32 315 1202	Adapter kábel 12V-ra szivargyújtó csatlakozóval
32 315 1212	Adapter CV306 gázpalackhoz
10 318 1402	Adapter Express 444* gázpalackhoz
32 315 1222	Adapter C206* gázpalackhoz
10 318 1302	Adapter CV273/300/470* gázpalackhoz
10 318 1412	Adapter CP250* gázpalackhoz
10 318 1422	Adapter CG1750* gázpalackhoz
10 318 1492	Adapter CG901/904/907* gázpalackhoz
10 318 1303	Nyomásszabályzó (TÜV bevizsgált) 5 kg/11kg gázpalackokhoz
32 315 1232	Védőbúra üvegből
32 315 1242	Légterelő fémből
32 315 1262	Biztonsági gázcső földgázra 0,75 m
32 315 1272	Biztonsági gázcső propán-butánra 0,5 m és menetes csatlakozó
32 315 1282	Biztonsági gázcső propán-butánra 2,0 m és menetes csatlakozó
10 318 1292	Lombiktartó állvány
32 313 1532	Rozsdamentes lábtasztatúra/lábkapcsoló
32 315 1300	Szelepes gázpalack CV 360 (6 db x 52g)
32 315 1310	Gázpalack túszeleppel C 206 (6 db x 190g)
10 318 1342	Szelepes gázpalack CV 470 (3 db x 450g)
10 318 1382	Szelepes gázpalack Express 444 (6 db x 60g)
10 318 1362	Szelepes gázpalack CP 250 (6 db x 250g)
10 318 1352	Menetes szelepes gázpalack CG 1750 (6 db x 175g)
10 318 1372	Szelepes gázpalack CV 270 (6 db x 230g)
10 318 1382	Szelepes gázpalack CV 300 (6 db x 240g)

* tartozék: nyomásszabályzó és 0,5 m biztonsági gázcső.