

VÍZDESZTILLÁLÓK



ASZTALI MONOVÍZDESZTILLÁLÓK

Ezek az asztali készülék csapvízből óránként 4.0 liter desztillált vizet képesek előállítani. A fűtőtest anyaga rozsdamentes vagy krómozott acél. A desztillálók beépített automatikus vízszint-szabályzóval rendelkeznek. Az elpárolgott vizet a felmelegített, elfolyó hűtővízből pótolják, így energiát takarítanak meg. Az Easy Water esetében az üvegrész és a fűtésvezérlés egy oldható pántkötéssel szétválasztható, így a tisztítás könnyen elvégezhető. A WD-4-nél az üveghűtő egyszerűen leemelhető a teflon tömítésen nyugvó forraló részről.

Típus	Easy Water	AA WD-4
Rendelési kód	13 204 0230	13 204 0250
Teljesítmény:	4.0 liter/óra	4.0 liter/óra
Fűtőtéljesítmény, áramfelvétel:	3000 W, 14 A	3000 W, 14 A
Hűtővíz szükséglet:	1 liter/perc	1 liter/perc
A desztillált víz vezetőképessége 25 °C-on:	1,5-2,5 mS/cm	3,0-3,5 mS/cm
A fűtőszál anyaga:	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Az üvegrész anyaga:	Boro 3.3 üveg	Boro 3.3 üveg
Külső méret	60 x 19 x 19 cm	50 x 15 x 45 cm
Teljes súly:	9 kg	6 kg

Rendelési kód	Tartozékok mindkét készülékhez
11 247 0373	5 literes laborüveg alul leszerelhető GL menetes csappal, piros zárókupakkal
22 528 4132	10 literes műanyag ballon, alul csaphellyel
22 527 6459	Leeresztő csap a fenti műanyag ballonhoz
10 866 1216	Opcionális háromlépcsős mechanikai előszűrő állomás, komplett

MONO- ÉS BI-VÍZDESZTILLÁLÓK



Ez a desztilláló család teljesen automatikus működésű, felügyeletet nem igényel. A készülékben egy tartály található, melyben a desztillált víz tárolható. Ha a tartály megtelt, a készülék automatikusan leáll; de lehetőség van folyamatos üzemeltetésre is. A desztillált víz minősége megfelel a nemzetközi előírásoknak (2,3µS). A kazán és a tartály rozsdamentes acélból készültek (a Bi-desztillált víz második kazánja boroszilikát üveg). A készülékek fali konzolra szerelhetőek. A desztilláló családhoz külön rendelhető foszfát és klorid szűrő, valamint három lépcsős mechanikai előszűrő állomás.

Rendelési szám:	94 111 5003	94 111 5008	94 111 5010
Mono-Deszt. típus:	PD 4	PD 8	PD 12
Kapacitás (L/h):	4	8	12
A tank kapacitása (L):	8	16	24
Hűtővízfogyasztás (L/h):	48	72	198
Méret (mm):	620 x 330 x 460	780 x 410 x 540	780 x 410 x 670
Teljesítményfelvétel (kW):	3,0	6,0	9,0
Hálózati feszültség (V):	230V	400V (3 fázis)	400V (3 fázis)
Összsúly (kg):	20,2	35,3	43

Rendelési szám:	94 111 2001	94 111 2004	94 111 2006
Bi-Deszt. típus:	PD 2G	PD 4G	PD 8G
Kapacitás (L/h):	2	4	8
Hűtővízfogyasztás (L/h):	72	120	198
Méret (mm):	500 x 260 x 470	550 x 280 x 570	700 x 390 x 700
Teljesítményfelvétel (kW):	3,5	7	11,5
Hálózati feszültség:	230V	400V (3 fázis)	400V (3 fázis)
Összsúly (kg):	18	23	39

Rendelési kód	Megnevezés
94 111 6903	Klórmentesítő szűrő, típus:2904
94 111 6904	Cseretöltet klórmentesítő szűrőbe, típus:2905
94 111 6905	Foszfátmentesítő szűrő, típus:2906
94 111 6906	Cseretöltet foszfátmentesítő szűrőbe, típus:2907
10 110 2912	Előszűrő, típus:2912
10 110 2913	Cserepatron előszűrőbe, típus:2913
10 110 2921	Fali tartó egy szűrőhöz, típus:2921
10 110 2922	Fali tartó kettő szűrőhöz, típus:2922
10 110 2923	Fali tartó három szűrőhöz, típus:2923
10 866 1216	Opcionális háromlépcsős mechanikai előszűrő állomás, komplett