

Egyedi darabok MOST 20%-os kedvezménnyel megvásárolhatók!

20%
kedvezmény!

Eco analitikai mérlegek - BSM sorozat

Nagyméretű háttér megvilágításos kijelző biztosítja a jó leolvashatóságot.

Beépített USB csatlakozó számítógép csatlakoztatására. Közvetlen adatátvitel Windows operációs rendszeren keresztül a számítógépre. Felhasználó barát kezelés, átlátható menü felépítés, nagyméretű tasztatúrák. Huzat védő szekrény öt oldalon szerelt üveg borítással.

8 nemzetközi mértékegység és felhasználói program: darabszámlálás, százalékos mérés, nettó-totál, receptura, stb. Monolitikus elektromágneses mérőcella, kiváló rezgés ellenállósággal. Rendkívül rövid beállási idő: 3-5 sec.

Automatikus kalibráció külső kalibráló súllyal.

Rendelési kód	Típus	Méréshatár (g)	Felbontás (mg)	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
64 489 0101	MT-BSM-2204	220	0,1	234.590,-	187.672,-

MT-JA303P Analitikai mérleg

Az MT-JA analitikai mérleg megjelenése elegáns és kijelzője könnyen kezelhető. A csúsztatható üvege nagy teret biztosít. Rozsdamentes acél tálca. LCD kijelző. Automatikus, belső beállítás. Egyszerű kezelés

Rendelési kód	Típus	Méréshatár (g)	Felbontás (g)	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
64 991 6015	MT-JA303P	300	0,001	99.990,-	79.992,-

Kern ABJ sorozat

Emeltszintű standard analitikai mérlegek előnyös áron, hitelesített verzióban is. Robosztus és stabil készülék fémház Terhelés kijelzés: a feltett súly arányában kigyulladó kijelző sáv mutatja a még rendelkezésre álló mérési tartományt. Egyszerű, felhasználó barát kezelés. Többféle nemzetközi mértékegység, darabszámlálás.

RS 232-es adatkimeneti csatlakozó. 13 mm magas LCD kijelző, mérlegtányér: Ø80 mm. ABS: automatikus külső kalibrálás, ABJ: belső kalibrálás gombnyomásra.

Rendelési kód	Típus	Méréshatár (g)	Felbontás (g)	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
64 584 7220	Kern ABJ220-4NM	220	0,1	381.888,-	305.510,-

MT-JA5000C mérleg

Speciális alumíniumöntvény burkolat, ami javítja a mérleg antisztatikus anti-interferencia képességét. LED kijelző, vizuális súlyolvasás. Vékony filmréteges billentyűk, hogy a mérleg könnyen működtethető legyen. Külső kalibrálás, LED digitális kijelző, szintjelző, túlterhelés riasztás, teljes tartomány, számlálási funkció

Rendelési kód	Típus	Méréshatár (g)	Felbontás (g)	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
64 991 6033	MT-JA5000C	5100	0,01	109.990,-	87.992,-

Ohaus CL 501

A CL sorozat könnyű, hordozható mérleg, ami ipari, ékszerészeti és otthoni használatra is alkalmas.

Ez a gazdaságos, elegáns és kompakt kialakítással, megbízható teljesítménnyel rendelkező mérleg megfelel az alapvető mérési követelményeknek.

Túlterhelés elleni védelemmel ellátott. LCD kijelzős. Mérlegtányér átmérője: 120mm. Támogatott mértékegységei a Gramm, Uncia, Uncia Troy és a Pennyweight.

Rendelési kód	Típus	Méréshatár (g)	Felbontás (g)	Lista ár Ft/db	Akciós ár Ft/db
64 990 0640	Ohaus CL 501	500	0,1	17.330,-	13.864,-



A feltüntetett árak, nettó árak! Szállítás raktárról.
Az akció csak a raktárkészlet erejéig érvényes!