

GÖMBLOMBIKOK

Gömbloblik, szűknyakú, peremes, **DURAN®** vagy **Boro 3.3** üvegből (ISO 1773)

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	Nyak átmérő (mm)	Testátmérő (mm)	Magasság (mm)
11 217 2117	11 090 0401	50	26	51	95
11 217 2124	11 090 0402	100	26	64	110
11 217 2136	11 090 0403	250	34	85	144
11 217 2144	11 090 0404	500	34	105	175
11 217 2154	11 090 0405	1 000	42	131	200
11 217 2164	11 090 0406	2 000	42	166	260
11 217 2168	-	3 000	50	185	260
11 217 2171	-	4 000	50	207	290
11 217 2173	-	5 000	50	223	305
11 217 2177	-	6 000	51	236	355
11 217 2186	-	10 000	65	279	420



Gömbloblik, bő nyakú, peremes, **DURAN®** vagy **Boro 3.3** üvegből (ISO 24450)

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	Nyak átmérő (mm)	Testátmérő (mm)	Magasság (mm)
11 217 4117	11 090 0421	50	34	51	105
11 217 4124	11 090 0422	100	34	64	110
11 217 4136	11 090 0423	250	50	85	145
11 217 4144	11 090 0424	500	50	105	168
11 217 4154	11 090 0425	1 000	50	131	210
11 217 4155	11 090 0426	1 000	65	131	210
11 217 4163	11 090 0427	2 000	76	166	260
11 217 4164	-	2 000	50	166	260
11 217 4168	-	3 000	65	185	260
11 217 4171	-	4 000	76	206	315
11 217 4173	-	5 000	65	223	310
11 217 4176	-	6 000	89	236	355
11 217 4177	-	6 000	65	236	355
11 217 4186	-	10 000	89	279	420



Gömbloblik, NS csiszolattal, **DURAN®** vagy **Boro 3.3** üvegből, dugó nélkül

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro3.3	Térfogat (ml)	Normál- csiszolat	Testátmérő (mm)	Magasság (mm)
13 402 0114	11 090 0451	25	14/23	42	85
13 402 0117	11 090 0452	50	14/23	51	105
13 402 0118	11 090 0453	50	19/26	51	105
13 402 0217	11 090 0454	50	29/32	51	105
13 402 0124	11 090 0455	100	14/23	64	115
13 402 0125	11 090 0456	100	19/26	64	115
13 402 0224	11 090 0457	100	29/32	64	115
13 402 0236	11 090 0458	250	29/32	85	145
13 402 0436	11 090 0459	250	45/40	85	145
13 402 0244	11 090 0460	500	29/32	105	175
13 402 0444	11 090 0461	500	45/40	105	175
13 402 0254	11 090 0462	1 000	29/32	131	210
13 402 0454	11 090 0463	1 000	45/40	131	210
13 402 0264	11 090 0464	2 000	29/32	166	260
13 402 0464	11 090 0465	2 000	45/40	166	260
13 402 0268	11 090 0466	3 000	29/32	185	260
13 402 0271	11 090 0467	4 000	29/32	207	315



NS kúpos dugó az 1-047 oldalon található