

ÁLLÓLOMBIKOK



Állólombik, szűknyakú, DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből (ISO 1773)

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	Nyak átmérő, (mm)	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 217 1117	11 090 0501	50	26	51	90
11 217 1124	11 090 0502	100	22	64	110
11 217 1136	11 090 0503	250	35	85	140
11 217 1144	11 090 0504	500	34	105	171
11 217 1154	11 090 0505	1 000	42	131	190
11 217 1164	11 090 0506	2 000	42	166	250
11 217 1168	-	3 000	50	185	250
11 217 1171	-	4 000	50	207	300
11 217 1173	-	5 000	50	223	290
11 217 1176	-	6 000	65	237	340
11 217 1186	-	10 000	65	280	400



Állólombik, bő nyakú, DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből (ISO 24450)

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	Nyak átmérő (mm)	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 217 3117	11 090 0521	50	35	51	100
11 217 3124	11 090 0522	100	34	64	110
11 217 3136	11 090 0523	250	50	85	140
11 217 3144	11 090 0524	500	50	103	170
11 217 3154	11 090 0525	1 000	50	131	200
11 217 3163	11 090 0526	2 000	76	166	250
11 217 3164	-	2 000	50	166	250



Állólombik, NS csiszolattal, DURAN® vagy Boro 3.3 üvegből, dugó nélkül

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	Normál csiszolat	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
13 403 0215	11 090 0551	50	14/23	51	100
13 403 0216	11 090 0552	50	19/26	51	100
13 403 0217	11 090 0553	50	29/32	51	100
13 403 0222	11 090 0554	100	14/23	64	110
13 403 0223	11 090 0555	100	19/26	64	110
13 403 0224	11 090 0556	100	29/32	64	110
13 403 0236	11 090 0557	250	29/32	85	140
13 403 0237	11 090 0558	250	45/40	85	140
13 403 0244	11 090 0559	500	29/32	105	170
13 403 0245	11 090 0560	500	45/40	105	170
13 403 0254	11 090 0561	1 000	29/32	131	200
13 403 0255	11 090 0562	1 000	45/40	131	200
13 403 0263	11 090 0563	2 000	29/32	166	250
13 403 0264	11 090 0564	2 000	45/40	166	250
13 403 0265	11 090 0565	4 000	29/32	207	300

NS kúpos dugó az 1-047 oldalon található