

FŐZŐPOHARAK, BEPÁRLÓ TÁLAK




Főzőpohár alacsony forma, kiöntővel, fehér festésű beosztással, **DURAN®** vagy **Boro 3.3** üvegből (DIN 12 331, ISO 3819)

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	Külső átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 211 0607	11 090 0101	5 ¹	22	30
11 211 0608	11 090 0102	10 ¹	26	35
11 211 0614	11 090 0103	25	34	50
11 211 0617	11 090 0104	50	42	60
11 211 0624	11 090 0105	100	50	70
11 211 0629	11 090 0106	150	60	80
11 211 0636	11 090 0108	250	70	95
11 211 0641	11 090 0110	400	80	110
11 211 0648	11 090 0112	600	90	125
11 211 0653	11 090 0113	800	100	135
11 211 0654	11 090 0114	1 000	105	145
11 211 0663	11 090 0115	2 000	132	185
11 211 0668	11 090 0116	3 000	152	210
11 211 0673	11 090 0118	5 000	170	270
11 211 0686	11 090 0119	10 000 ^{1,2}	217	350

¹ osztás nélkül

² nem DIN és nem ISO szabvány



Főzőpohár magas forma, kiöntővel, fehér festésű beosztással, **DURAN®** vagy **Boro 3.3** üvegből (DIN 12 331, ISO 3819)

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	Külső átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 211 1614	11 090 0203	25	28	60
11 211 1617	11 090 0204	50	38	70
11 211 1624	11 090 0205	100	48	80
11 211 1629	11 090 0206	150	54	95
11 211 1636	11 090 0208	250	60	120
11 211 1641	11 090 0210	400	70	130
11 211 1648	11 090 0212	600	80	150
11 211 1653	11 090 0213	800	90	175
11 211 1654	11 090 0214	1 000	95	180
11 211 1663	11 090 0215	2 000	120	240
11 211 1668	11 090 0216	3 000	135	280



Bepárló tál, lapos aljú, kiöntővel **DURAN®** vagy **Boro 3.3** üvegből (DIN 12336)

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 213 0132	11 090 1012	15	50	25
11 213 0134	-	45	60	30
11 213 0138	11 090 1014	60	70	35
11 213 0141	11 090 1015	90	80	45
11 213 0144	-	170	95	55
11 213 0149	-	320	115	65
11 213 0154	11 090 1018	600	140	80
11 213 0159	11 090 1019	1 500	190	100
11 213 0163	11 090 1020	2 500	230	130

Az első négy méret felirat nélkül.