

ERLENMEYER LOMBIKOK

Erlenmeyer lombik, szűknyakú, fehér festésű beosztással,
DURAN® vagy **Boro 3.3** üvegből (DIN 12 380, ISO 773)

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	Nyak átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 212 1614	11 090 0303	25	22	75
11 212 1617	11 090 0304	50	22	90
11 212 1624	11 090 0305	100	22	105
11 212 1632	11 090 0307	200 ¹	34	131
11 212 1636	11 090 0308	250	34	145
11 212 1639	11 090 0309	300 ¹	34	156
11 212 1644	11 090 0311	500	34	180
11 212 1654	11 090 0314	1 000	42	220
11 212 1663	11 090 0315	2 000	50	280
11 212 1668	11 090 0316	3 000	51	310
11 212 1673	11 090 0318	5 000	51	365

¹ nem ISO szabvány



Erlenmeyer lombik, bő nyakú, fehér festésű beosztással,
DURAN® vagy **Boro 3.3** üvegből (DIN 12 385)

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	Külső átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 212 2614	11 090 0321	25 ¹	31	70
11 212 2617	11 090 0322	50	34	85
11 212 2624	11 090 0323	100	34	105
11 212 2632	11 090 0324	200	50	131
11 212 2636	11 090 0325	250	50	140
11 212 2639	11 090 0326	300	50	156
11 212 2644	11 090 0327	500	50	175
11 212 2654	11 090 0328	1 000	50	220
11 212 2663	11 090 0329	2 000 ¹	72	276

¹ nem ISO szabvány



Erlenmeyer lombik, NS csiszolattal, fehér festésű beosztással, dugó nélkül,
DURAN® vagy **Boro3.3** üvegből (DIN 12 387)

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro3.3	Térfogat (ml)	Nyak átmérő (mm)	Magasság (mm)
13 403 1114	11 090 0351	25	14/23	75
13 403 1117	11 090 0352	50	14/23	85
13 403 1118	11 090 0353	50	19/26	85
13 403 1119	11 090 0354	50 ¹	24/29	85
13 403 1217	11 090 0355	50	29/32	85
13 403 1222	11 090 0356	100	19/26	105
13 403 1223	11 090 0357	100 ¹	24/29	105
13 403 1224	11 090 0358	100	29/32	105
13 403 1232	11 090 0359	200 ¹	29/32	131
13 403 1235	11 090 0360	250 ¹	24/29	140
13 403 1236	11 090 0361	250	29/32	140
13 403 1239	11 090 0362	300 ¹	29/32	156
13 403 1244	11 090 0363	500	29/32	175
13 403 1254	11 090 0364	1 000	29/32	220

¹ nem DIN szabvány

NS kúpos dugók az 1-047 oldalon találhatóak

