

## TÖLCSÉREK

Tölcsér, 60°-os, rövid szárral, **DURAN®** üvegből (DIN 12 445 ISO 4798)

Rendelési kód	d (mm)	h (mm)	~ h <sub>1</sub> (mm)	d <sub>1</sub> (mm)	beleváló szűrőpapír (Ø mm)
11 213 5133	55	95	55	8	70- 90
11 213 5138 <sup>2</sup>	70	120	70	8	110-125
11 213 5141 <sup>2</sup>	80	140	80	10	125-150
11 213 5146	100	180	100	10	150-185
11 213 5151 <sup>1,2</sup>	120	210	120	16	185-240
11 213 5157	150	250	150	16	240-270
11 213 5159 <sup>1,2</sup>	180	290	150	20	270-320
11 213 5161 <sup>2</sup>	200	325	175	26	320-385
11 213 5166 <sup>1,2</sup>	250	360	175	30	385-400
11 213 5169 <sup>2</sup>	300	409	175	30	500

Tölcsér, 60°-os, rövid szárral, **Boro 3.3** üvegből (DIN 12 445, ISO 4798)

Rendelési kód	d (mm)	h (mm)	~ h <sub>1</sub> (mm)	d <sub>1</sub> (mm)	beleváló szűrőpapír (Ø mm)
11 233 5123	35	60	35	6	45- 55
11 233 5124 <sup>2</sup>	40	70	40	6	45- 55
11 233 5128 <sup>2</sup>	45	80	45	6	55- 70
11 233 5129 <sup>2</sup>	50	85	50	6	55- 70
11 233 5133	55	95	55	8	70- 90
11 233 5134 <sup>2</sup>	60	100	60	8	70- 90
11 233 5135	65	110	65	8	70- 90
11 233 5138 <sup>2</sup>	70	120	70	8	110-125
11 233 5139	75	125	75	8	110-125
11 233 5141 <sup>2</sup>	80	140	80	10	125-150
11 233 5142 <sup>2</sup>	85	150	85	10	125-150
11 233 5146	100	180	100	10	150-185
11 233 5152	125	215	125	16	185-240
11 233 5157	150	250	150	16	240-270




<sup>1</sup> nem DIN szabvány; <sup>2</sup> nem ISO szabvány

Portölcsér, 60°-os, rövid, bő szárral, **DURAN®** vagy **Boro 3.3** üvegből

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	d(mm)	h(mm)	~ h <sub>1</sub> (mm)	d <sub>1</sub> (mm)
-	11 093 3793	50	50	30	20
11 213 5433	-	55	60	30	20
-	11 093 3794	60	60	30	20
11 213 5438	-	70	70	30	22
11 213 5441	11 093 3796	80	80	30	22
11 213 5446	11 093 3797	100	100	30	26
11 213 5451	-	120	105	30	35

Szűrőtölcsér, Duran üvegből

Rendelési kód	Porozitás	Térfogat (ml)	d (mm)	d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)	h(mm)
11 258 5403	3	25	55	25	8	100
11 258 5404	4	25	55	25	8	100



Egyéb speciális tölcsérek (hosszuszárú analitikai, Büchner tölcsér, stb.) külön igény szerint Duran üvegből.