

MŰANYAG KUPAKOK GL MENETES LABORATÓRIUMI ÜVEGEKRE



Csavaros kupak és kiöntő perem, polipropilénből (PP),
kék színű, 140°C-ig autoklávozható

Rendelési kód	DIN nyakméret
11 292 3913	kupak GL 25
11 292 3919	kupak GL 32
11 292 3928	kupak GL 45
11 292 4219	kiöntő perem GL 32
11 292 4228	kiöntő perem GL 45



Csavaros kupak és kiöntő perem, poly-buthylene-teraphthalat (PBT),
piros színű, a kupak teflon betéttel 200°C-ig hőálló

Rendelési kód	DIN nyakméret
11 292 4008	kupak GL 14
11 292 4011	kupak GL 18
11 292 4013	kupak GL 25
11 292 4019	kupak GL 32
11 292 4028	kupak GL 45
11 292 4419	kiöntő perem GL 32
11 292 4428	kiöntő perem GL 45



Csavaros kupak, polipropilénből (PP), autoklávozható, 140°C-ig hőálló

Rendelési kód kupak	Rendelési kód kiöntő perem	DIN nyakméret	Szín
11 293 8288	11 298 9914	GL 45	szürke
11 293 8286	11 298 9911	GL 45	zöld
11 292 3928	11 292 4228	GL 45	kék
11 293 8280	11 298 9917	GL 45	sárga



Csavaros kupak közepén lyukkal, PBT, 200°C-ig hőálló

Rendelési kód	DIN nyakméret	Furat átmérő (mm)
11 292 2705	GL 14	9,5
11 292 2706	GL 18	11
11 292 2709	GL 25	15
11 292 2708	GL 32	20
11 292 2710	GL 45	34



Szilikon tömítés, PTFE bevonattal, 200°C-ig hőálló

Rendelési kód lyukkal	Rendelési kód lyuk nélkül	DIN nyakmérethez	Átmérő (mm)	Lyuk átmérő (mm)
11 292 3406	11 292 4808	GL 14	12	6
11 292 3508	11 292 4811	GL 18	16	8
11 292 3710	11 292 4813	GL 25	22	10
11 292 3614	11 292 4819	GL 32	29	14
11 292 3826	11 292 4828	GL 45	42	26