

MÉRLEGEDÉNY, ÓRAÜVEG, PETRICSÉSZE, KEVERŐ ÜVEGBOT, ÜVEGGYÖNGY

Mérlegedény, csiszolt tetővel, alacsony és magas forma

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
11 422 3030	12	30	30
11 422 3035	13	30	35
11 422 3040	15	30	40
11 422 3050	30	30	50
11 422 3060	45	30	60
11 422 3080	80	30	80
11 421 4025	10	40	25
11 422 4030	15	40	30
11 422 4040	35	40	40
11 422 4050	60	40	50
11 422 4060	65	40	60
11 421 5030	20	50	30
11 421 5040	40	50	40
11 422 5050	50	50	50
11 422 5070	65	50	70
11 422 6030	35	60	30
11 422 6040	42	60	40
11 421 6535	45	65	35
11 421 8040	70	80	40



Óraüveg, olvasztott széllel

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Rendelési kód	Átmérő (mm)	Vastagság (mm)
11 233 2124	40	2	11 233 2146	100	2
11 233 2132	50	2	11 233 2151	120	2
11 233 2134	60	2	11 233 2152	125	2
11 233 2138	70	2	11 233 2157	150	2
11 233 2141	80	2	11 233 2161	200	2
11 233 2143	90	2			



Petricésze fedővel, az átmérő a fedőre vonatkozik

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Vastagság (mm)
19 237 5539	40	12	1,2
19 237 5541	50	12	1,2
19 237 5540	60	15	1,35
19 237 5543	70	15	1,35
19 237 5542	80	15	1,35
19 237 5544	90	15	1,35
19 237 5546	100	15	1,5
19 237 5548	100	20	1,5
19 237 5551	120	20	1,5
19 237 5552	150	25	1,5
19 237 5556	180	30	1,9
19 237 5559	200	30	1,9



Keverő üvegbot, AR üvegből

Rendelési kód	Méret (mm)	Rendelési kód	Méret (mm)
15 000 1499	Ø4 x 150	15 000 1510	Ø6 x 300
15 000 1497	Ø4 x 200	15 000 1507	Ø8 x 150
15 000 1498	Ø5 x 150	15 000 1504	Ø8 x 200
15 000 1500	Ø6 x 100	15 000 1505	Ø8 x 250
15 000 1501	Ø6 x 150	15 000 1506	Ø8 x 300
15 000 1502	Ø6 x 200	15 000 1508	Ø8 x 350
15 000 1503	Ø6 x 250	15 000 1509	Ø8 x 400



Üveggöngy, rendelési egység: 1kg/csomag

Rendelési kód	Méret Ø (mm)	Rendelési kód	Méret Ø (mm)
13 406 9102	2	13 406 9105	4-5
13 406 9103	3,0-3,5	13 406 9106	5-6
13 406 9104	3,5-4,0		

