

ÓRAÜVEG, CENTRIFUGACCSÖVEK



Óraüveg, olvasztott széllel

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Vastagság (mm)
11 233 2124	40	2
11 233 2132	50	2
11 233 2134	60	2
11 233 2138	70	2
11 233 2141	80	2
11 233 2143	90	2
11 233 2146	100	2
11 233 2151	120	2
11 233 2152	125	2
11 233 2157	150	2
11 233 2161	200	2




Centrifugacső, egységes, típuson belül azonos súllyal, gömbölyű illetve kúpos fenék, (max. RZB:4000), (DIN 58 970)

Rendelési kód gömbölyű	Rendelési kód kúpos	Térfogat (ml)	Méret $\varnothing \times L$ (mm)
11 337 0311	11 337 0411	12	16 x 100
11 337 0314	11 337 0414	25	24 x 100
11 337 0317	11 337 0417	50	34 x 100
11 337 0324	11 337 0424	80	40 x 115
11 337 0326	11 337 0426	80	44 x 100
11 337 0336	11 337 0436	250	56 x 147




Centrifugacső, egységes, típuson belül azonos súllyal, gömbölyű illetve kúpos fenék, menetes kupakkal, (max. RZB:4000), (DIN 58 970)

Rendelési kód gömbölyű	Rendelési kód kúpos	Térfogat (ml)	Méret $\varnothing \times L$ (mm)	Menet
11 338 0611	11 339 0711	9	16 x 100	GL 14
11 338 0612	11 339 0712	9	16 x 100	GL 18
11 338 0614	11 339 0714	23	24 x 100	GL 25
11 338 0617	11 339 0717	45	34 x 100	GL 25
11 338 0624	11 339 0724	75	40 x 115	GL 32
11 338 0626	11 339 0726	75	44 x 100	GL 32
11 338 0636	11 339 0736	240	56 x 147	GL 45



Centrifugacső, DURAN® üvegből, gömbölyű, (DIN 58970)

Rendelési kód	d/h (mm)	Kapacitás (ml)
11 216 0110	12/100	6
11 216 0111	16/100	12
11 216 0114	24/100	25
11 216 0117	34/100	50
11 216 0124	40/115	80
11 216 0126	44/100	80
11 216 0136	56/142	250



Centrifugacső, kónikus, osztással

Rendelési kód	Kapacitás (ml)	Osztás	Hossz (mm)	Rendelési egység (db)
11 376 0101	15	10:0,1 és 15	115+5	100
11 376 0102	15	15:0,1	115+5	100
11 376 0103	10	10:0,1	100+5	100