

GÁZMOSÓ EDÉNYEK, WOULFF PALACKOK, WITT SZŰRŐ

Gázmosó palack, szűrőlap nélkül, fehér DURAN® üvegből

Rendelési kód	Kapacitás (ml)	Menet
11 247 1300	500	GL 45

Gázmosó palack, szűrőlappal, fehér DURAN® üvegből

Rendelési kód	Kapacitás (ml)	Menet	Porozitás	szűrőlap Ø (mm)
11 257 0401	500	GL 45	1	23

Külön is rendelhető összetevők

Rendelési kód	Megnevezés
11 218 0144	500 ml laborüveg fehér DURAN® üvegből, GL 45 menetes
11 247 1302	Drechsel feltét szűrőlap nélkül
11 257 5401	Drechsel feltét szűrőlappal, porozitás: 1
13 292 5506	Műanyag oliva, egyenes
13 292 2705	GL 14 menetes, lyukas összekötő kupak
13 292 2710	GL 48 menetes, lyukas összekötő kupak
11 292 2825	Szilikon tömítés, 26 x 42 x 5 mm

Gázmosó edény, Drechsel-féle, DIN 12 596, NS 29/32 normál csiszolattal, edény magasság: 200 mm, csatlakozók magassága: 250 mm
A feltétet kérjük külön megrendelni!

Rendelési kód	Megnevezés
11 445 2924	100 ml-es mosó edény
11 445 2936	250 ml-es mosó edény
11 445 2944	500 ml-es mosó edény
11 445 2970	Drechsel feltét szűrőlap nélkül
11 445 2972	Drechsel feltét szűrőlappal, porozitás: 1

Gázmosó edény, Drechsel-féle, NS 29/32 normál csiszolattal, Feltéttel, komplett összeállítás!

Rendelési kód	Megnevezés
11 445 2920	125 ml-es mosó edénnyel
11 445 2921	250 ml-es mosó edénnyel

Woulff palack, Erlenmeyer forma, vastag falú palack külső műanyag bevonattal, szilánk és robbanás védelem érdekében. GL menetes üveg feltét műanyag olivás csőcsatlakozásokkal, közdarab levegőztető szeleppel, manométer kettős skálával (1000 ... 0 mbar, 760 ... 0 mm Hg).

Rendelési kód	Megnevezés
12 704 2044	500 ml-es Erlenmeyer forma
12 704 2054	1 000 ml-es Erlenmeyer forma
12 704 2063	2 000 ml-es Erlenmeyer forma
12 704 2073	5 000 ml-es palack forma
12 704 2086	10 000 ml-es palack forma

Witt szűrő, cserélhető fedővel, oldalsó műanyag olivával, NS 29/32 csiszolattal

Rendelési kód	magasság x hosszúság x szélesség (mm)
12 001 9323	150 x 300 x 200
12 003 4420	150 x 150 x 100
12 003 4432	180 x 180 x 130
12 003 4441	200 x 200 x 150
12 003 4451	220 x 250 x 180
12 003 4454	240 x 300 x 220
12 003 4464	260 x 360 x 230

