

## VÁLASZTÓ TÖLCSÉREK



**Választó tölcser,** DURAN® vagy Boro3.3 üvegből, kónikus forma, (ISO 4800 szerint), NS csiszolatos műanyag dugóval, üvegcsappal, osztással vagy osztás nélkül

Rendelési kód osztás nélkül	Rendelési kód osztással	Térfogat (ml)	Normál csiszolat (felül)	Csap furat átmérő (mm)
11 411 1017	11 411 1117	50	19/26	2,5
11 411 1024	11 411 1124	100	19/26	2,5
11 411 1036	11 411 1136	250	29/32	4
11 411 1044	11 411 1144	500	29/32	4
11 411 1054	11 411 1154	1000	29/32	6
11 411 1063	11 411 1163	2000	29/32	6

**Választó tölcser,** DURAN® vagy Boro3.3 üvegből, kónikus forma, (ISO 4800 szerint), NS csiszolatos műanyag dugóval, PTFE csappal osztással vagy osztás nélkül

Rendelési kód osztás nélkül	Rendelési kód osztással	Térfogat (ml)	Normál csiszolat (felül)	Csap furat átmérő (mm)
11 411 2017	11 411 2117	50	19/26	2,5
11 411 2024	11 411 2124	100	19/26	2,5
11 411 2036	11 411 2136	250	29/32	4
11 411 2044	11 411 2144	500	29/32	4
11 411 2054	11 411 2154	1000	29/32	6
11 411 2063	11 411 2163	2000	29/32	6



**Választó tölcser,** DURAN® vagy Boro3.3-as üvegből, kónikus forma, (ISO 4800 szerint), NS csiszolatos műanyag dugóval, PTFE **szeleppel** osztás nélkül

Rendelési kód osztás nélkül	Térfogat (ml)	Normál csiszolat (felül)	Csap furat átmérő (mm)
11 411 3217	50	19/26	2,5
11 411 3224	100	19/26	2,5
11 411 3236	250	29/32	4
11 411 3244	500	29/32	4
11 411 3254	1000	29/32	6
11 411 3263	2000	29/32	6

**Választó tölcser,** DURAN® vagy Boro3.3-as üvegből, kónikus forma, kúpos, jól záró teflon csappal, GL menetes autoklávozható piros kupakkal



Rendelési kód	Térfogat (ml)	GL menet (felül)	Szár hossz (mm)	Csap furat átmérő (mm)
11 411 3117	50	GL 32	7	2,5
11 411 3124	100	GL 32	7	2,5
11 411 3136	250	GL 32	7	4
11 411 3144	500	GL 32	10	4
11 411 3154	1000	GL 45	10	6
11 411 3163	2000	GL 45	10	6