

SZCINTILLÁCIÓS EDÉNYEK ÉS TARTÓK, ÜVEGKÁDAK



Szintillációs edény, csavaros PP kupakkal

HDPE

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Ø(mm)	Magasság(mm)	Rendelési egység (db)
23 581 0110	5	14	56	2000
23 581 0100	20	27	60	1000



Tartó állvány szcintillációs edényhez,

PP

Kémiaailag jól ellenálló polipropilénből, autoklávozható 121°C-on. Stabil kialakítás két oldalt fogantyúval a szállításhoz. Minta előkészítéshez vagy tároláshoz.


Rendelési kód	Leírás	Ø (mm)	Férőhely
24 011 3107	Tartó állvány szcintillációs edényekhez, méret:298x127x95mm	30	3 x 8



Tartó állvány szcintillációs edényhez

PP

Rendelési kód	Megnevezés
23 130 4801	Mintatartó állvány polipropilénből 90 férőhely, Ø 16mm
23 130 4802	Mintatartó állvány polipropilénből 50 férőhely, Ø 27mm



Üvegcád, vastag falú, csiszolt peremmel

Rendelési kód	mag.x hossz.x szé.(mm)	Rendelési kód	mag.x hossz.x szé.(mm)
12 001 9323	150 x 300 x 200	12 003 4451	220 x 250 x 180
12 003 4420	150 x 150 x 100	12 003 4454	240 x 300 x 220
12 003 4432	180 x 180 x 130	12 003 4464	260 x 360 x 230
12 003 4441	200 x 200 x 150		



Nedvességszívó szilikagél exsikkátorba, nehézfém mentes színindikátor, ha nedves szintelen, kiszáritva narancssárga. Szemcseméret: 2-5 mm. Kiszárlás 1000 ml-es műanyagflakon.

Rendelési kód	Megnevezés
12 011 7031	Nedvességszívó szilikagél, 1 000 ml

Exsikkátor tartozékok, elemek, külön rendelhetőek, csak DURAN® üvegből

Rendelési kód	Megnevezés
12 400 0024	NS 24/29 csiszolatú teflonbetétes szabályozható vákuumcsap
12 244 1046	Exsikkátor felsőrész, gombos, átmérő 100 mm
12 244 1057	Exsikkátor felsőrész, gombos, átmérő 150 mm
12 244 1061	Exsikkátor felsőrész, gombos, átmérő 200 mm
12 244 1066	Exsikkátor felsőrész, gombos, átmérő 250 mm
12 244 1069	Exsikkátor felsőrész, gombos, átmérő 300 mm
12 244 2046	Exsikkátor felsőrész, NS 24/29 csaphellyel, átmérő 100 mm
12 244 2057	Exsikkátor felsőrész, NS 24/29 csaphellyel, átmérő 150 mm
12 244 2061	Exsikkátor felsőrész, NS 24/29 csaphellyel, átmérő 200 mm
12 244 2066	Exsikkátor felsőrész, NS 24/29 csaphellyel, átmérő 250 mm
12 244 2069	Exsikkátor felsőrész, NS 24/29 csaphellyel, átmérő 300 mm

