

## BORSZESZÉGŐ, ÁLLVÁNY, PASTEUR PIPETTA, CSEPPENTŐ PIPETTA, CSŐÖSSZEKÖTŐK



### Spirituszégő, fémből

Rendelési kód	Megnevezés
32 510 4020	Borszeszégő komplett, tubussal és kanóccal, térfogat 75 ml
32 510 4021	Kanóc 12 mm széles


### Borszeszégő, komplett, tubussal és kanóccal

Rendelési kód	Megnevezés
11 234 0024	Borszeszégő komplett, tubus, kanóccal, 100 ml (Ø75x103mm)
11 294 0200	Kanóc a 100 ml-es borszeszégőhöz
11 294 0300	Tubus a 100 ml-es borszeszégőhöz
11 234 0026	Borszeszégő komplett, tubus, kanóccal, 150 ml
11 234 0027	Kanóc 150 ml-es borszeszégőhöz



### Rozsdamentes állvány és CERAN hőterelő-lap

Rendelési kód Állvány	Rendelési kód CERAN lap	CERAN lap méret (mm)	Állvány magasság (mm)
32 290 7753	32 238 2153	135 x 135	220
32 290 7757	32 238 2157	155 x 155	220
32 290 7758	32 238 2158	175 x 175	220



### Egyszer használatos üveg Pasteur pipetták

Hosszúra húzott, 1 mm-es belső átmérőjű kapillaris hegy. Szívórész 25 mm hosszú és 7 mm külső átmérőjű. Csomagolás: 1000 db/csomag.

Rendelési kód	Leírás
19 773 4145	rövid, 150 mm hosszú, hegy kb. 50 mm
19 773 4230	hosszú, 230 mm hosszú, hegy kb. 130 mm

### Cseppentő pipetta üvegből

8 mm-es átmérő, gumi felszívóval komplett.

Rendelési kód	Leírás
14 200 0100	rövid, 100 mm hosszú
14 200 0150	hosszú, 150 mm hosszú



**Csőkészlet**, üvegből 16 db különböző alakú üveg összekötőcső, 1db gumi-dugó közepén lyukkal, gumicső összekötő.

Külső üvegcső átmérő: 7mm, cső alakok: egyenes, derékszög, pipa, kifolyócső

Rendelési kód	Megnevezés
13 991 1920	csőkészlet üvegből, komplett

### Egyedi üvegösszekötő idomok

Rendelési kód	Leírás
13 991 1921	egyenes üvegcső, külső Ø7 x hossz:50mm
13 991 1922	egyenes üvegcső, külső Ø7 x hossz:200mm
13 991 1923	egyenes üvegcső, külső Ø7 x hossz:600mm
13 991 1924	egyenes üvegcső egyik vége hegyes, külső Ø7 x hossz:80mm
13 991 1925	egyenes üvegcső egyik vége hegyes, külső Ø7 x hossz:250mm
13 991 1931	derékszögben hajlított üvegcső, külső Ø7; 50x50mm
13 991 1932	derékszögben hajlított üvegcső, külső Ø7; 100x100mm
13 991 1933	derékszögben hajlított üvegcső, külső Ø7; 50x150mm
13 991 1934	derékszögben hajlított üvegcső, külső Ø7; 100x150mm
13 991 1935	120°-ban hajlított üvegcső, hegyes véggel, külső Ø7; 40x180mm
13 991 1936	mindkét végén 120°-ban hajlított üvegcső, külső Ø7; 40x180mm
13 991 1937	60°-ban hajlított üvegcső, hegyes véggel, külső Ø7; 50x180mm

