

## TÖBBNYAKÚ LOMBIKOK



## Háromnyakú lombik, párhuzamos vagy 15°-os szögben álló nyak, NS csiszolat

Rendelési kód Párhuzamos	Rendelési kód 15°-os	Térfogat (ml)	Központi nyakméret	Oldalnyak méret
13 402 5217	13 402 7217	50		
13 402 5225	13 402 7225	100	14/23	14/23
13 402 5226	13 402 7226	250		
13 402 6224	13 402 8224	100		
13 402 6236	13 402 8236	250		
13 402 6244	13 402 8244	500	29/32	14/23
13 402 6254	13 402 8254	1 000		
13 402 6263	13 402 8263	2 000		
13 402 5101	13 402 5106	100		
13 402 5102	13 402 5107	250		
13 402 5103	13 402 5108	500	29/32	19/26
13 402 5104	13 402 5109	1 000		
13 402 5105	13 402 5110	2 000		
13 402 5236	13 402 7236	250		
13 402 5244	13 402 7244	500		
13 402 5254	13 402 7254	1 000	29/32	29/32
13 402 5263	13 402 7263	2 000		
13 402 5271	13 402 7271	4 000		
13 402 6454	13 402 8454	1 000		
13 402 6463	13 402 8463	2 000		
13 402 6468	13 402 8468	3 000	45/40	29/32
13 402 6471	13 402 8471	4 000		
13 402 6473	13 402 8473	5 000		
13 402 6477	13 402 8477	6 000		

## Kétnyakú lombik, párhuzamos vagy 15°-os szögben álló nyak, NS csiszolattal

Rendelési kód Párhuzamos	Rendelési kód 15°-os	Térfogat (ml)	Központi nyak- méret	Oldalnyak-méret
13 402 1117	13 402 3117	50		
13 402 1124	13 402 3124	100	14/23	14/23
13 402 1136	13 402 3136	250		
13 402 1144	13 402 3144	500		
13 402 1319	13 402 4219	50		
13 402 1324	13 402 4224	100		
13 402 1336	13 402 4236	250	29/32	14/23
13 402 1344	13 402 4244	500		
13 402 1354	13 402 4256	1 000		
13 402 4201	13 402 4206	50		
13 402 4202	13 402 4207	100		
13 402 4203	13 402 4208	250	29/32	19/26
13 402 4204	13 402 4209	500		
13 402 4205	13 402 4210	1 000		
13 402 1224	13 402 3224	100		
13 402 1236	13 402 3236	250		
13 402 1244	13 402 3244	500	29/32	29/32
13 402 1254	13 402 3254	1 000		
13 402 1264	13 402 3264	2 000		

További lombik- és nyakméretek, illetve négy nyakú lombikok külön rendelésre.