


HŰTŐK, SOXHLET EXTRAHÁLÓK




Spirál hűtő, felül tok, alul dugó csiszolattal

Rendelési kód üveg oliva	Rendelési kód GL14 + műa.oliva	Dugó és tok méret	Hossz (mm)
13 408 2251	13 408 2261	14/23	160
13 408 2252	13 408 2262	29/32	250
13 408 2255	13 408 2265	29/32	300
13 408 2253	13 408 2263	29/32	400
13 408 2254	13 408 2254	29/32	500



Allihn (golyós) hűtő, csiszolattal, DIN 12 581 szerint

Rendelési kód	Dugó és tok méret	Hossz (mm)	Golyók száma
13 408 3120	14/23	160	4
13 408 3121	19/26	160	4
13 408 3122	24/29	160	4
13 408 3123	29/32	160	4
13 408 3222	14/23	250	6
13 408 3223	19/26	250	6
13 408 3224	24/29	250	6
13 408 3225	29/32	250	6
13 408 3237	14/23	400	8
13 408 3238	19/26	400	8
13 408 3239	24/29	400	8
13 408 3240	29/32	400	8
13 408 3241	29/32	500	10



Soxhlet extraháló készülék, DIN 12 602 szerint, komplett: gömblombik, középrész, golyóshűtő

Rendelési kód	Extraháló térfogat (ml)	Hűtő csiszolat (NS)	Lombik térfogat (ml)	Lombik csiszolat
13 466 2901	30	29/32	100	29/32
13 466 3401	70	34/35	250	29/32
13 466 4501	100	45/40	250	29/32
13 466 4503	150	45/40	500	29/32
13 466 4505	250	45/40	500	29/32

Soxhlet extraháló készülék, részegységenként

Rendelési kód hűtő	Rendelési kód közép rész	Extraháló térfogat (ml)	Rendelési kód Gömblombik NS 29/32 csiszolattal	Méret
13 466 6607	13 466 2900	30	13 402 0224	100
13 466 6602	13 466 3402	70	13 402 0224	100
13 466 6603	13 466 4500	100	13 402 0236	250
13 466 6604	13 466 4502	150	13 402 0236	250
13 466 6605	13 466 4504	250	13 402 0244	500