

SPECIÁLIS ÜVEGTECHNIKAI KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

Kipp készülék, gázfejlesztő

Cink és sósav segítségével hidrogéngáz előállítására alkalmas egyszerű eszköz. Boroszilikát üvegből vagy polietilénből készül, szállítás komplett működőképes kivitelben, de vegyszerek nélkül.

Rendelési kód Borosilikát üvegből	Rendelési kód polietilénből	Térfogat (ml)
13 005 8011	13 005 8015	250
13 005 8012	13 005 8016	500
13 005 8013	13 005 8017	1 000


Gázfejlesztő készülék üvegcsappal és állólombikkal (jobb oldali kép)

Rendelési kód Üvegcsappal	Rendelési kód Teflon szeleppel	Térfogat (ml)	Csiszolat	Magasság (mm)
13 005 8001	13 005 8004	250	NS 29/32	270
13 005 8002	13 005 8005	500	NS 29/32	300
13 005 8003	13 005 8006	1 000	NS 29/32	330




Szerves kötött nitrogén meghatározó készülék (bal oldali kép)

Rendelési kód	Leírás
13 005 8022	Nitrogén meghatározó Schulek-Vastagh féle (kép szerint)



Drogok illóolajtartalmát meghatározó készülék (jobb oldali kép)

Rendelési kód	Leírás
13 005 8023	Drogok illóolaj tartalmát meghatározó készülék



Olvadáspont-meghatározó készülék

(A kiválasztott hőmérőt kérjük külön megrendelni!)

Rendelési kód	Leírás
13 005 8025	Olvadáspont-meghatározó készülék, hőmérő nélkül
13 005 8026	Hőmérő olvadáspont-meghatározóhoz -38°C - +100°C
13 005 8027	Hőmérő olvadáspont-meghatározóhoz 100°C - 250°C
13 005 8028	Hőmérő olvadáspont-meghatározóhoz 200°C - 360°C
13 005 8029	Hőmérő olvadáspont-meghatározóhoz 0°C - 360°C



Hoffmann-féle vízbontó készülék

Demonstrációs eszköz, segítségével a vizet hidrogén és oxigén gázra lehetséges bontani. A két oldalsó üvegcső 50x0,2ml osztással rendelkezik. Szállítás komplett állványos összeállításban, szén elektródokkal, de tápegység nélkül! A tápegység, amennyiben szükséges külön rendelhető!

Rendelési kód	Leírás
13 001 1705	Hoffmann-féle vízbontó készülék, komplett szén elektróddal
13 001 1707	Platina elektródapár a vízbontó készülékhez
13 001 1708	Szén elektródapár a vízbontó készülékhez
13 001 1709	Állvány Hoffmann-féle vízbontó készülékhez
13 001 1710	Tartó körmök (2db; egy képen)
13 001 1712	Tápegység Hoffmann-féle vízbontó készülékhez (kép nélkül)