

AUTOKLÁVOZHATÓ PIPETTÁK, ELEKTRONIKUS PIPETTÁK

A **DLab Instrument** legújabb MicroPette Plus sorozata szétszedés nélkül autoklávozható. Ergonómikus kialakítású, könnyű súlyú így rendkívül kényelmesen kezelhető. A térfogat beállítás a felső nyomógomb forgatásával történik és a beállítás digitálisan leolvasható. A pipetták tartós, kémiaileg kiváló ellenállóságú anyagok felhasználásával készülnek. Szállítás: gyári bemérési bizonyítvánnyal.

Rendelési kód	Térfogat (µl)	Osztás (µl)	Teszt térfogat (µl)	Pontosság ±%	Ismételhetőség ±%
10 201 3400	0,1-2,5	0,05	0,25 2,5	6,0 2,00	12 2,5
10 201 3401	0,5-10	0,10	1 10	1,5 0,80	2,5 1,0
10 201 3402	2-20	0,50	2 20	2,0 0,40	3,0 0,9
10 201 3403	5-50	0,50	5 50	2,0 0,30	2,0 0,6
10 201 3404	10-100	10,0	10 100	1,5 0,15	3,0 0,8
10 201 3405	20-200	10,0	20 200	1,0 0,15	3,0 0,6
10 201 3407	100-1000	50,0	100 1000	0,7 0,20	2,0 0,6
10 201 3409	1000-5000	500,0	1000 5000	0,3 0,15	0,7 0,5
8 csatornás					
10 201 3411	0,5-10	0,1	1 10	4,0 1,50	4,0 1,5
10 201 3412	5-50	0,5	5 50	2,0 0,50	3,0 1,0
10 201 3413	50-300	5,0	50 300	0,8 0,25	1,5 0,7
12 csatornás					
10 201 3415	0,5-10	0,1	1 10	4,0 1,50	4,0 1,5
10 201 3416	5-50	0,5	5 50	2,0 0,50	3,0 1,0
10 201 3417	50-300	5,0	50 300	0,8 0,25	1,5 0,7
10 201 3418	6 férőhelyes pipetta állvány, egyenes				
10 201 3419	6 férőhelyes pipetta állvány, forgatható				



Elektronikus pipetták

DLab

Kényelmes munkavégzés, fáradtság nélküli pipettázás még nagyobb mintaszám esetén is. Gombnyomásra történő dugattyú mozgás.

- kiváló pontosság
- A nagy pontosságú és teljesítményű léptetőmotor biztosítja a pontosságot és az ismételhetőséget, kiküszöböli a kézi pipettázási hibákat.
- Többfunkciós digitális pipetta
- Két gombbal kezelhető beállítások
- Könnyű, ergonómikus kialakítás garantálja a fáradtságmentes munkavégzést
- dPette funkciói: Pipettázás, Keverés,
- dPette+ funkciói: Pipettázás, Keverés, Sorozat adagolás és Hígítás
- Lítium-ion akku biztosítja a hosszú működési időt

Rendelési kód dPette	Rendelési kód dPette+	Térfogat (µl)	Osztás (µl)	Teszt térfogat (µl)	Pontosság ±%	Ismételhetőség ±%
10 201 3431	10 201 3441	0,5-10	0,01	1 10	3,5 1,0	3,0 0,5
10 201 3432	10 201 3442	5-50	0,1	5 50	3,0 0,8	2,5 0,3
10 201 3433	10 201 3443	30-300	1	30 300	3,0 0,6	0,7 0,2
10 201 3434	10 201 3444	100-1000	5	100 1000	3,0 0,6	0,6 0,2

