


Ratiolab Multirack rendszer - dobozba csomagolt pipettahegyek

- A Ratiolab cég új Multirack rendszerének alkalmazásával a pipettázás időben effektívebb, gyorsabb, higiénikusabb és egyszerűbbé válik.
- A pipettahegyek egy stabil 8x12-es formátumú mátrixban kerültek elhelyezésre az összes 300 µl alatti térfogat esetén, míg a 100-1000µl térfogatoknál 6x10-es a mátrix.
- A hegyfelvétel mind a 8 vagy a 12 csatornás pipettáknál és a pipettázó robotoknál kézi kontaktus nélkül történik, így biztosított a keresztszennyeződés mentesség.
- A Multirack dobozok kialakítása robusztus és rendkívül stabil, 180°-ban nyitható hátrafelé. Munka után a Multirack bezárásával a hegyek ismét pormentesen kerülnek tárolásra egy bepattanó zárszerkezetnek köszönhetően.
- A Multirack dobozok komplett autoklávozhatóak 121°-on 20 percig.
- A Multirack dobozok rendelhetők steril vagy csak higiénikus változatban.

Ratiolab multibox plus és ultra többször használható pipettahegy tartó dobozok előre csomagolt MultiTray utántöltő pipettahegy egységek számára

- Multibox plus polikarbonátból készült pormentesen záródó doboz, felhajtható, elcsúsztatható tetővel.
- Multibox ultra polipropilénből készült pormentesen záródó felhajtható tetővel.
- Többször autoklávozhatóak 121°-on 20 percig.
- A fenti dobozok üresen pipettahegy nélkül kerülnek szállításra.



Rendelési kód	Kép	Leírás
29 801 0161	1	Multibox plus PC, tartódoboz üresen, MultiTray betétekhez 1000 µl-ig
29 803 0160	2	Multibox ultra PP, tartódoboz üresen, MultiTray betétekhez 300 µl-ig
29 803 0170	3	Multibox ultra PP, tartódoboz üresen, MultiTray betétekhez 1000 µl-ig

PIPETTAHEGYTARTÓ RENDSZEREK ÉS PIPETTAHEGYEK

RATIOLAB

Ratiolab MultiTray utántöltő pipettahegy csomagok Multibox plus és ultra pipettahegy tartó dobozokba

- Porvédett csomagolású utántöltő csomagok műanyag mátrixba helyezve
- Különösen praktikus, környezetbarát és helykímélő kiszereelés

Pipettahegyek

Rendelési kód	Kép	Leírás	Kicsomagolás
29 250 0170	6		1x1000db ömlesztve
29 251 3172	4	Pipettahegy, kristall, típus „E” térfogat 0,5-20µl	Multirack 10x96db
29 255 3172	4	teljes hegyhossz:45,8mm	Multirack 10x96db, steril
29 253 0172	5		MultiTray 10x96db
29 250 0190	6		1x1000db ömlesztve
29 251 3192	4	Pipettahegy, kristall, típus „G” térfogat 0,1-10µl	Multirack 10x96db
29 255 3192	4	teljes hegyhossz:38,8 mm	Multirack 10x96db, steril
29 253 0192	5		MultiTray 10x96db
29 250 0500	6		1x1000db ömlesztve
29 251 3502	4	Pipettahegy, kristall, típus „XL” térfogat 0,1-10µl	Multirack 10x96db
29 255 3592	4	teljes hegyhossz:45,5mm	Multirack 10x96db, steril
29 253 0173	5		MultiTray 10x96db
29 210 0600	6		1x1000db ömlesztve
29 211 3602	4	Pipettahegy, univerzális, sárga típus „E”, térfogat 1-200µl	Multirack 10x96db
29 215 3602	4	teljes hegyhossz:49,5mm	Multirack 10x96db, steril
29 213 0602	5		MultiTray 10x96db
29 240 0600	6		1x1000db ömlesztve
29 241 3602	4	Pipettahegy, univerzális, szintelen, típus „E”, térfogat 1-200µl	Multirack 10x96db
29 245 3602	4	teljes hegyhossz:49,5mm	Multirack 10x96db, steril
29 243 0602	5		MultiTray 10x96db
29 210 0610	6		1x1000db ömlesztve
29 211 3612	4	Pipettahegy, univerzális, kék típus „E”, térfogat 100-1200µl	Multirack 10x60db
29 215 3612	4	teljes hegyhossz:70,94mm	Multirack 10x60db, steril
29 213 0612	5		MultiTray 16x60db
29 240 0630	6	Pipettahegy, „Makro” térf. 1000-5000µl, Gilson Pipetman/Neo	1x250db ömlesztve
29 241 0630	9	teljes hegyhossz:116,7mm	Rack 1x50db
29 245 3630	9		Rack 1x50db, steril
29 240 0650	6	Pipettahegy, „Makro II” térf. 1000-5000µl, Bihoit Proline	1x300db ömlesztve
29 241 0650	8	teljes hegyhossz:126,0mm	Rack 1x50db
29 245 3650	8		Rack 1x50db, steril
29 240 0624	6	Pipettahegy, „Finntip” térfogat 1000-5000µl	1x500db ömlesztve
29 240 0620	7		1x75 karton dobozban
29 241 0620	8	Thermo Scientific Finnpipets F1 és F2	Rack 1x50db
29 245 3620	8	teljes hegyhossz:147,6mm	Rack 1x50db, steril
29 240 0640	6	Pipettahegy, „Finntip” térf. 2-10ml, Thermo Finnpipets F1 és F2	1x100db ömlesztve
29 241 0640	8	teljes hegyhossz:150,20mm	Rack 1x25db
29 245 3640	8		Rack 1x25db, steril
29 240 0642	6	Pipettahegy, térf.1-10ml	1x100db ömlesztve
29 241 0642	8	Biohit Mine és Gilson Pipetman, Socorex Acura	Rack 1x25db
29 245 3642	8	teljes hegyhossz:150,20mm	Rack 1x25db, steril

