


## BÜRETTÁK




## Műszaki paraméterek

Típus	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (±ml)	Hossz (mm)
A jelű	10	0,02	0,02	500
A jelű	25	0,05	0,03	500
A jelű	50	0,1	0,05	500
A jelű, mikro	1	0,01	0,01	-
A jelű, mikro	2	0,02	0,01	-
A jelű, mikro	5	0,02	0,01	-
A jelű, mikro	10	0,02	0,02	-

## Egyenes csapos buretta,

A jelű, kék festés, **Schellbach** csík, fehér üveg (DIN 12700, ISO 385)

Rendelési kód üvegcsap	Rendelési kód teflon szelep	Térfogat (ml)
14 794 1256	14 794 2256	10
14 794 1265	14 794 2265	25
14 794 1272	14 794 2272	50



## Oldalcsapos buretta,

A jelű, kék festés, **Schellbach** csík, fehér üveg (DIN 12700, ISO 385)

Rendelési kód üvegcsap	Rendelési kód teflon szelep	Térfogat (ml)
14 794 4256	14 794 6256	10
14 794 4265	14 794 6265	25
14 794 4272	14 794 6272	50

## Certifikát, minőségi bizonyítvány burettákhoz

Rendelési kód	Megnevezés
5 000 8	Cerifikát burettához

## Dr. Schilling buretta

B jelű, automata nullpont beállítás, polietilén tartállyal és stabilitást növelő műanyag talppal kompletten

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (±ml)	Tartály (ml)
14 864 9348	5	0,05	0,02	500
14 864 9357	10	0,05	0,04	500
14 864 9361	15	0,1	0,06	500
14 864 9366	25	0,1	0,06	500
14 864 9372	50	0,1	0,1	1000

## Tartozékok Dr. Schilling burettákhoz


Rendelési kód	Megnevezés
14 592 3100	Műanyag talp 500ml-es polietilén tartályhoz
14 592 3101	Műanyag talp 1000ml-es polietilén tartályhoz
22 527 0507	LDPE folyadék tartály, szűk nyakú, 500ml
22 527 0508	LDPE folyadék tartály, szűk nyakú, 1000ml



## BÜRETTÁK, MIKRO ÉS AUTOMATA (PELLET) BÜRETTÁK

Bang féle mikro buretta, kék festésű, A jelű, Schellbach csík (DIN 12700 T6)

Rendelési kód üvegcsap	Rendelési kód teflon csap	Rendelési kód teflon szelep	Térfogat (ml)
14 814 8133	14 814 8233	14 814 8263	1
14 814 8134	14 814 8234	14 814 8264	2
14 814 8146	14 814 8246	14 814 8265	5
14 814 8156	14 814 8256	14 814 8266	10




Certifikát, minőségi bizonyítvány burettákhoz

Rendelési kód	Megnevezés
5 000 8	Cerifikát burettához

Automata buretta, A jelű, kék festésű, fehér üvegből, Schellbach csíkos (DIN 12 700 T5) (tartály és burettalabda nélkül)

Rendelési kód üvegcsap	Rendelési kód tefloncsap	Térfogat (ml)
14 825 3260	14 825 3360	10
14 825 3270	14 825 3370	25
14 825 3275	14 825 3375	50




Certifikát, minőségi bizonyítvány burettákhoz

Rendelési kód	Megnevezés
5 000 8	Cerifikát burettához


Automata buretta, A jelű, fehér festésű, barna DURAN® üvegből (DIN 12 700) (tartály és burettalabda nélkül)

Rendelési kód üvegcsap	Rendelési kód tefloncsap	Térfogat (ml)
14 825 3381	14 825 3385	10
14 825 3382	14 825 3386	25
14 825 3383	14 825 3387	50



Certifikát burettákhoz

Rendelési kód	Megnevezés
5 000 8	Cerifikát burettához



Tartozékok automata burettákhoz

Rendelési kód	Megnevezés
14 845 9912	2 literes fehér tartály
14 845 9922	2 literes barna tartály
27 340 2003	szimpla burettalabda; 3-as méret
27 340 2005	szimpla burettalabda; 5-ös méret
27 340 1003	dupla burettalabda

