



Vegyszeres üvegből történő kisebb mennyiségek kiadagolása **diszpenzerekkel**, az üvegre csavarható folyadék adagolókkal végezhető, melyekkel szemben egyértelmű követelmények vannak: a gyors és pontos adagolás.

A Vitlab cég **Genius<sup>2</sup>** és **Simplex<sup>2</sup>** típusú diszpenzerei ezek messzemenő teljesítése mellett kitűnnek még egyszerű kezelhetőségükkel (az adagolandó mennyiséget rendkívül könnyen lehet beállítani) és nagyfokú biztonságukkal.

További előnyeik: a vegszerekkel szembeni kiváló kémiai ellenálló képesség és **szétszedés nélküli autoklávozhathóság**.

- Gyors és precíz térfogat beállítás, reprodukálható eredmény.
- 360°-ban forgatható kifolyócső, így az üveg címkéje állandóan a kezelő felé fordítható és mindig olvasható.
- Könnyen működtethető tolózáras „Slide’N’Lock” térfogat beállító
- Egyedi teflon tömítésű gyűrű a dugattyú alatt, amely az üveghenger állandó tisztára „törlésével” megakadályozza a dugattyú letapadását könnyen kristályosodó oldatok esetében.
- Folyadékkal érintkező alkatrészek nagy ellenálló képességű kiváló anyagból készülnek: PTFE, PFA, FEP, boroszilikát üveg és platina-irídium.
- Biztonság: védő műanyag réteg bevonat az üveghengeren, amely törés esetén is megakadályozza az oldat szétfröccsenését.

A **Genius<sup>2</sup>** adagoló további jellemzői:

- Levédett önlégtelenítő biztonsági szelep rendszer (nincs folyadék veszteség, a légtelenítés zárt rendszerben történik, nincs utócepegés).
- Folyadék specifikus kalibrálhatósági lehetőség.

Rendelési kód GENIUS <sup>2</sup>	Rendelési kód SIMPLEX <sup>2</sup>	Térfogat (ml)	Osztás (ml)	Pontosság	Reprodukáló képesség
10 853 5503	10 853 1503	0,20 ... 2,00	0,05	0,5%	≤0,1%
10 853 5504	10 853 1504	0,50 ... 5,00	0,10	0,5%	≤0,1%
10 853 5505	10 853 1505	1,00... 10,00	0,20	0,5%	≤0,1%
10 853 5506	10 853 1506	2,50... 25,00	0,50	0,5%	≤0,1%
10 853 5507	10 853 1507	5,00... 50,00	1,00	0,5%	≤0,1%
10 853 5508	10 853 1508	10,00...100,00	1,00	0,5%	≤0,1%

**TA<sup>2</sup>** adagoló: hidrogén-fluorid (fluorsav) adagolásához, adagoló henger, szelepház és a golyó kerámiából.

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Osztás (ml)	Pontosság	Reprodukáló képesség
10 853 6515	1,00 ... 10,00	0,20	0,5%	≤0,1%

**Simplex Fix** adagolók: rögzített értékű adagolási műveletek elvégzésére praktikus alkalmazható készülékek. (kép nélkül!)

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Pontosság	Reprodukáló képesség
10 853 2503	1,00	1,0%	≤0,2%
10 853 2504	5,00	0,5%	≤0,1%
10 853 2505	10,00	0,5%	≤0,1%

**Ceramus®** folyadék adagolók

A Ceramus Classic típusúhoz hasonló kialakítású adagolók kerámia dugattyúval és plusz légtelenítő szeleppel, széles alkalmazási területtel.

A felcsavarozható felszívó cső megakadályozza a légbuborék képződést. Az üvegen szabadon forgatható adagoló lehetővé teszi, hogy mindig a vegyszeres üvegen található felirat legyen a Felhasználó felé. A kemény védő csőben lefelé vezetett kifolyócső megakadályozza a vegyszer kifröccsenését bármely irányba.

Szállítás: gyári kalibrálási bizonylattal, kifolyó és felszívó cső, GL adapterekkel.

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Osztás(ml)	Pontosság %	Ismételhetőség %
14 379 3120	0,2-1	0,05	0,6	0,2
14 379 3220	0,4-2	0,05	0,6	0,1
14 379 3320	1-5	0,10	0,6	0,1
14 379 3420	2-10	0,25	0,6	0,1
14 379 3520	5-30	0,50	0,6	0,1
14 379 3620	10-60	1,00	0,6	0,1