

## MÉRŐLOMBIKOK, NS KÚPOS DUGÓK

**Mérőlombik,** A jelű, fehér, boroszilikát üvegből, normál csiszolattal, dugó nélkül, kék festésű (DIN 12664, ISO 1042)



Rendelési kód	Térfogat (ml)	NS csiszolat	Tolerancia (±ml)	Magasság (mm)
14 886 0153	5	10/19	0,0025	90
14 886 0160	10	7/16	0,025	105
14 886 0161	10	10/19	0,04	105
14 886 0165	20	10/19	0,04	115
14 886 0170	25	10/19	0,04	125
14 886 0175	50	12,5/21	0,06	150
14 886 0178	50	14,5/23	0,06	150
14 886 0180	100	12,5/21	0,1	180
14 886 0181	100	14,5/23	0,1	180
14 886 0185	200	14,5/23	0,15	220
14 886 0186	250	14,5/23	0,15	240
14 886 0190	500	18,8/26	0,25	280
14 886 0193	1 000	24/29	0,4	320
14 886 0197	2 000	29,2/32	0,6	400
14 886 0198	5 000	34,5/35	1,2	500
14 886 0199	10 000	45/40	2,0	600

**Mérőlombik,** A jelű, barna, boroszilikát üvegből, normál csiszolattal, műanyag vagy barna üveg dugóval, fehér festésű (DIN 12664, ISO 1042)



Rendelési kód műanyag dugó	Rendelési kód üveg dugó	Térfogat (ml)	Normál csiszolat	Tolerancia (±ml)	Magasság (mm)
14 894 0153	14 894 0253	5	10/19	0,0025	90
14 894 0160	14 894 0260	10	7/16	0,025	105
14 894 0161	14 894 0261	10	10/19	0,04	105
14 894 0165	14 894 0265	20	10/19	0,04	115
14 894 0170	14 894 0270	25	10/19	0,04	125
14 894 0175	14 894 0275	50	12,5/21	0,06	150
14 894 0178	14 894 0278	50	14,5/23	0,06	150
14 894 0180	14 894 0280	100	12,5/21	0,1	180
14 894 0181	14 894 0281	100	14,5/23	0,1	180
14 894 0185	14 894 0285	200	14,5/23	0,15	220
14 894 0186	14 894 0286	250	14,5/23	0,15	240
14 894 0190	14 894 0290	500	18,8/26	0,25	280
14 894 0193	14 894 0293	1 000	24/29	0,4	320
14 894 0194	14 894 0294	2 000	29,2/32	0,6	400



## NS kúpos dugók

Rendelési kód műanyag	Rendelési kód üveg	Csiszolat
24 003 9105	13 403 9107	7,5/16
24 003 9110	13 403 9110	10/19
24 003 9112	13 403 9112	12,5/21
24 003 9114	13 403 9114	14,5/23
24 003 9119	13 403 9119	18,8/26
24 003 9124	13 403 9124	24/29
24 003 9129	13 403 9129	29,2/32
24 003 9134	13 403 9134	34,5/35
24 003 9145	13 403 9145	45/40

