

## KÜLÖNLEGES MÉRŐLOMBIKOK, PIKNOMÉTEREK

**Mérőlombik**, kiszerezési mennyiség ellenőrzésére, beosztásos nyakkal, kék színű skála, boroszilikát üvegből, DIN EN ISO 1042

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Skála tól-ig (ml)	Tolerancia ( $\pm$ ml)	Magasság (mm)
14 926 8002	20	0,5	18-22	0,04	110
14 926 8004	25	0,5	23-27	0,04	110
14 926 8006	30	0,5	28-32	0,04	125
14 926 8008	40	0,5	37-43	0,04	140
14 926 8010	50	0,5	47-53	0,06	140
14 926 8012	100	0,5	97-103	0,1	170
14 926 8014	200	0,5	195-205	0,15	210
14 926 8016	250	0,5	245-255	0,15	220
14 926 8018	300	0,5	295-305	0,15	240
14 926 8020	330	0,5	323-337	0,15	240
14 926 8022	350	0,5	343-357	0,15	240
14 926 8025	500	1	490-510	0,25	260

**Kohlrausch-féle mérőlombik**, A jelű, kék festésű, boroszilikát üvegből

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Tolerancia ( $\pm$ ml)
14 906 5080	100	0,1
14 906 5082	200	0,15

**Kétjelű mérőlombik cukorvizsgálathoz**

A jelű, kék festésű, peremes, boroszilikát üvegből

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Tolerancia ( $\pm$ ml)	Magasság / NS
14 115 5051	100/110	0,1	peremes, 180 mm
14 115 5053	200/220	0,15	peremes, 250 mm

**Stift-féle mérőlombik**, B jelű

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Tolerancia ( $\pm$ ml)
14 005 6051	100	0,2
14 005 6053	200	0,3

**Stohmann-féle mérőlombik**, B jelű, körjellel, peremes (bal oldali kép)

Rendelési kód	Térfogat (ml)
12 015 3045	50
12 015 3051	100
12 015 3053	200
12 015 3055	250
12 015 3059	500

**Nessler-féle kolorimétercső** (jobb oldali kép)

Rendelési kód	Térfogat (ml)
12 013 0054	25/50
12 013 0055	50/100

**Piknométer**, A jelű, három tizedes pontossággal, Gay-Lussac féle

Hőmérő mérési tartománya: 0 ... +35°C, osztás: 0,2°C, csiszolat: 10/19

Rendelési kód; hőmérő nélkül	Rendelési kód; hőmérővel	Térfogat (ml)
14 396 4119	14 396 4319	5
14 396 4129	14 396 4329	10
14 396 4138	14 396 4338	25
14 396 4150	14 396 4350	50
14 396 4161	14 396 4361	100

