

## MÉRŐHENGEREK



**Mérőhenger, A jelű, magas forma, üvegtalpas, kék festésű, sima vagy Schellbach csikkal (DIN 12 680, ISO 4788)**

Rendelési kód sima	Rendelési kód Schellbach csík	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (±ml)	Magasság (mm)
14 937 1249	14 937 2049	5	0,1	0,05	115
14 937 1256	14 937 2056	10	0,2	0,1	140
14 937 1268	14 937 2068	25	0,5	0,25	170
14 937 1275	14 937 2075	50	1	0,5	200
14 937 1278	14 937 2078	100	1	0,5	260
14 937 1284	14 937 2084	250	2	1,0	335
14 937 1288	14 937 2088	500	5	2,5	390
14 937 1292	14 937 2092	1 000	10	5,0	470
14 937 1296	14 937 2096	2 000	20	10,0	570

**Mérőhenger, A jelű, magas forma, műanyag talpas, kék festésű (DIN 12 680 T2)**

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (±ml)	Magasság (mm)
14 937 0556	10	0,2	0,1	140
14 937 0568	25	0,5	0,25	170
14 937 0575	50	1	0,5	200
14 937 0578	100	1	0,5	260
14 937 0584	250	2	1,0	335
14 937 0588	500	5	2,5	390
14 937 0592	1 000	10	5,0	470

**Mérőhenger, B jelű, magas forma, műanyag talpas, kék vagy barna festésű (DIN 12 680, ISO4788)**

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (±ml)	Magasság (mm)
14 937 0656	10	0,2	0,2	140
14 937 0668	25	0,5	0,5	170
14 937 0675	50	1	1,0	200
14 937 0678	100	1	1,0	260
14 937 0684	250	2	2,0	335
14 937 0688	500	5	5,0	390
14 937 0692	1 000	10	10,0	470

**Mérőhenger, B jelű, alacsony forma, üvegtalpas, kék vagy barna festésű**

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Tolerancia (±ml)	Magasság (mm)
14 937 4060	10	1	0,150	100
14 937 4069	25	1	0,375	120
14 937 4076	50	2	0,75	145
14 937 4079	100	2	0,75	165
14 937 4085	250	5	1,50	185
14 937 4089	500	10	3,75	250
14 937 4093	1 000	20	7,50	290
14 937 4097	2 000	50	15,0	325

