

TÁRGYLEMEZEK, FEDŐLEMEZEK, SZÁMLÁLÓ KAMRÁK, FESTŐEDÉNYEK

Mikroszkóp tárgylemez, méret: 76 x 21 x 1 mm, ISO 8037 szerint
legkisebb rendelési mennyiség 50 db/csomag

Rendelési kód	Típus
19 000 0001	Vágott tárgylemez (OT)
19 000 0004	Vágott, mattírozott tárgylemez (OTM)
19 000 0013	Csiszolt (90°) tárgylemez (OTG)
19 000 0016	Csiszolt (90°) mattírozott tárgylemez (OTMG)
19 000 0017	Csiszolt(90°) Superfrost tárgylemez (SFG)

Fedőlemez, legkisebb rendelési mennyiség: 1000 db

Rendelési kód	Méret (mm)	Csomagolás (db)
19 000 1818	18 x 18	1 000
19 000 2020	20 x 20	1 000
19 000 2222	22 x 22	1 000
19 000 2424	24 x 24	1 000
19 000 2232	22 x 32	1 000
19 000 2432	24 x 32	1 000
19 000 2440	24 x 40	1 000
19 000 2450	24 x 50	1 000
19 000 2460	24 x 60	1 000

Mikroszkópiás számlálókamrák, leszorító rugóval vagy anélkül, DIN 12847

Rendelési kód rugó nélkül	Rendelési kód rugóval	Típus	Mélység (mm)
19 491 8905	19 491 8920	Bürker	0,100
19 491 8605	19 491 8620	Neubauer	0,100
19 491 7805	19 491 7820	Neubauer fejlesztett	0,100
19 491 8005	19 491 8020	Thoma	0,100
19 491 9805	19 491 9820	Fuchs-Rosenthal	0,200
19 492 1305	-	Nageotte	0,500

Mikroszkóp tárgylemez adagoló, 50 db tárgylemez számára

Rendelési kód	Leírás
29 710 0540	Tárgylemez adagoló

Tárgylemeztartó doboz, színes, számozott helyek, regiszteres lap nyilvántartáshoz **PS**

Méretek 25 férőhely: 141 x 88 x 35 mm
50 férőhely: 170 x 83 x 30 mm
100 férőhely: 210 x 166 x 30 mm

Rendelési kód					Férőhely
fehér	sárga	kék	zöld	piros	
-	-	29 012 2338	29 012 2335	29 012 2336	25
29 012 2315	29 012 2345	29 012 2346	29 012 2347	29 012 2348	50
-	29 012 2437	29 012 2438	29 012 2435	29 012 2436	100

Tárgylemez tartó mappa, 76 x 26 mm-es tárgylemezekhez

Rendelési kód	Férőhely (db)	Méret (mm)	Súly (g)
37 551 3143	20	205 x 342	280
37 551 3145	6	102 x 213	80
37 551 3147	2	94 x 120	30

Festőedény, üvegből

Rendelési kód	Típus	Férőhely (db)	Méret(mm) Belső	Méret(mm) Külső
19 003 1600	Schiefferdecker ²	10	76 x 26	90 x 70 x 40
19 003 1900	Coplin ³	10	76 x 26	ø45 x 100
19 003 1500	Hellendahl ¹ (felül szélesített)	16	76 x 26	105 x 60 x 55
19 003 1400	Hellendahl	16	76 x 26	90 x 40 x 90

