

MIKROLITER FECSKENDŐK

HAMILTON



700-as sorozat: Kiváló tömítésű folyadék fecskendő, a leggyakrabban alkalmazott típus GC, LC, TLC, szerológiai és folyadék adagolási feladatokhoz.

Pontosság és reprodukálási képesség: <1%.

N típus: üvegtesthez rögzített, 2-es típusú 12°-ban csapott hegyes tű

RN típus: cserélhető, 2-es típusú 12°-ban csapott hegyes tű

Rendelési kód N típus, tűvel	Típus	Térfogat (μ l)	Osztás (μ l)	Tű méret (mm) hossz x \emptyset külső/belső	Tű csat.	Holttér- fogat (μ l)
19 000 7001	75	5	0.05	51 x 0.47 x 0.13	26S	0.68
19 000 7101	701	10	0.1	51 x 0.47 x 0.13	26S	0.68
19 000 7201	702	25	0.25	51 x 0.72 x 0.15	22S	0.90
19 000 7301	705	50	0.5	51 x 0.72 x 0.15	22S	0.90
19 000 7401	710	100	1	51 x 0.72 x 0.15	22S	0.90
19 000 7501	725	250	2.5	51 x 0.72 x 0.15	22S	0.90
19 000 7601	750	500	5	51 x 0.72 x 0.41	22	6.7

Rendelési kód RN típus, tűvel	Típus	Térfogat (μ l)	Osztás (μ l)	Tű méret (mm) hossz x \emptyset külső/belső	Tű csat.	Holttér- fogat (μ l)
19 000 7102	701	10	0.1	51 x 0.47 x 0.13	26S	0.68
19 000 7302	705	50	0.5	51 x 0.72 x 0.15	22S	0.90
19 000 7402	710	100	1	51 x 0.72 x 0.15	22S	0.90
19 000 7502	725	250	2.5	51 x 0.72 x 0.15	22S	0.90

Rendelési kód RN, tű nélkül	Típus	Térfogat (μ l)	Osztás (μ l)	Tű méret (mm) hossz x \emptyset külső/belső	Tű csat.	Holttér- fogat (μ l)
19 000 7003	75	5	0.05	51 x 0.47 x 0.13	26S	0.68
19 000 7103	701	10	0.1	51 x 0.47 x 0.13	26S	0.68
19 000 7203	702	25	0.25	51 x 0.72 x 0.15	22S	0.90
19 000 7303	705	50	0.5	51 x 0.72 x 0.15	22S	0.90
19 000 7403	710	100	1	51 x 0.72 x 0.15	22S	0.90
19 000 7503	725	250	2.5	51 x 0.72 x 0.15	22S	0.90
19 000 7603	750	500	5	51 x 0.72 x 0.41	22	6.7

Tűk az RN kivételű fecskendőkhez, 6 db-os csomagolásban

2-es tű típus: hegyes, 12°-ban csapott, szeptumon történő átszűráshoz

3-as tű típus: tompa, egyenes végű, rendkívül pontos adagolás, HPLC technikához

Rendelési kód 5-100 μ l-es fecskendőkhez 2-es típusú tű	Rendelési kód 5-100 μ l-es fecskendőkhez 3-as típusú tű	Tű csatlakozó	Rendelési kód 250-500 μ l-es fecskendőkhez 2-es típusú tű	Rendelési kód 250-500 μ l-es fecskendőkhez 3-as típusú tű
19 007 5802	19 007 6801	26S	19 007 7902	19 007 8001
19 007 5803	19 007 7001	22S	19 007 7903	19 007 8003
19 007 5801	19 007 7002	22	19 007 7901	19 007 8004



7000-as sorozat: Extra kis térfogat, GL, LC, TLC és biokémiai folyadék adagolási feladatokhoz. A teljes minta mennyiség a hegybe kerül felszívásra és a wolfram dugattyú a hegy végéig történő mozgása teszi lehetővé a holtterfogat nélküli kialakítást. Üvegtesthez rögzített N típusú fecskendő.

2-es típus: 10-12°-ban csapott, hegyes, enyhén visszahajló tű

3-as típus: a tűhegy 90°-os, tompa.

Rendelési kód N típusú	Fecskendő típus	Térfogat (μ l)	Osztás (μ l)	Tű méret (mm) hossz x \emptyset külső/belső	Tűhegy típusa
19 007 0101	7000.5	0.5	0.005	70 x 0.50 x 0.11	3
19 007 0301	7101	1	0.01	70 x 0.70 x 0.15	3
19 007 0501	7102	2	0.02	70 x 0.63 x 0.21	3
19 008 0135	7001	1	0.01	70 x 0.47 x 0.15	2
19 008 8411	7002	2	0.02	70 x 0.50 x 0.21	2
19 007 0601	7105	5	0.05	70 x 0.56 x 0.33	2