

## LABORATÓRIUMI ÜVEGEK

**Laboratóriumi üvegek**

A hőálló, vastag falú, jól záródó laborüvegek rendkívül sokoldalúan használhatóak vegyszer, illetve folyadék tároláshoz. Általános célra a polipropilén kupakot és kiöntő peremet ajánljuk, erősebb hő ill. vegyszerhatásnak kitett üvegekhez a PBT műanyagból készült zárás a megfelelő.

**Laboratóriumi üveg**, csavaros kék műanyag kupakkal (PP), autoklávozható **DURAN®** vagy **Boro 3.3** üvegből



Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	DIN nyakméret	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 218 5114	-	25	GL 25	36	74
11 218 5117	11 115 1117	50	GL 32	46	91
11 218 5124	11 115 1124	100	GL 45	56	105
11 218 5136	11 115 1136	250	GL 45	70	143
11 218 5144	11 115 1144	500	GL 45	86	181
11 218 5154	11 115 1154	1 000	GL 45	101	230
11 218 5163	11 115 1163	2 000	GL 45	136	265
11 218 5173	11 115 1173	5 000	GL 45	186	340
11 218 5186	11 115 1186	10 000	GL 45	227	415
11 218 5188	-	15 000	GL 45	268	450
11 218 5191	-	20 000	GL 45	288	510



**Laboratóriumi üveg**, szögletes, csavaros kék műanyag kupakkal (PP), autoklávozható, **DURAN®** üvegből

Rendelési kód	Térfogat (ml)	DIN nyakméret	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 218 2024	100	GL 32	50	109
11 218 2036	250	GL 45	64	143
11 218 2044	500	GL 45	78	181
11 218 2054	1 000	GL 45	94	222



**Laboratóriumi üveg**, GLS 80-as bő nyakú, csavaros kék műanyag kupakkal (PP), autoklávozható, **DURAN®** üvegből

Rendelési kód	Térfogat (ml)	DIN nyakméret	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 218 2627	500	GLS 80	101	148
11 218 2713	1 000	GLS 80	101	218
11 218 2715	2 000	GLS 80	136	248
11 218 3949	5 000	GLS 80	182	311
11 218 3950	10 000	GLS 80	227	395
11 218 3951	20 000	GLS 80	288	483



**Youtility Laboratóriumi üveg**, csavaros kék műanyag kupakkal (PP), autoklávozható fehér **DURAN®** üvegből

Rendelési kód	Térfogat (ml)	DIN Nyakméret (mm)	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
21 881 2854	125	GL 45	55	124
21 881 3653	250	GL 45	66	158
21 881 4452	500	GL 45	78	193
21 881 5457	1000	GL 45	93	253

## LABORATÓRIUMI ÜVEGEK

**Youtility Laboratóriumi üveg**, csavaros kék műanyag kupakkal (PP), autoklávozható barna **DURAN®** üvegből

Rendelési kód	Térfogat (ml)	DIN Nyakméret (mm)	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
21 886 2859	125	GL 45	55	124
21 886 3658	250	GL 45	66	158
21 886 4457	500	GL 45	78	193
21 886 5753	1000	GL 45	93	253



**Tartozékok** Youtility laboratóriumi üveghez

Rendelési kód	Megnevezés	Csomagolási egység
29 229 2802	GL 45 menetes kupak kék színű	10 db/csomag
29 241 2808	GL 45 menetes kiöntő perem kék színű	16 db/csomag
29 243 2904	jelző gyűrű készlet	16 db/csomag
29 401 0006	etikett	100 db/csomag



**Laboratóriumi üveg**, GL menetes, barna **DURAN®** üvegből kupak és kiöntő perem nélkül<sup>1</sup>, barna **Boro 3.3** üvegből kék kupakkal és kiöntő gyűrűvel(!). (ISO 4796)

Rendelési kód DURAN®	Rendelési kód Boro 3.3	Térfogat (ml)	DIN nyakméret	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 218 0614	-	25	GL 25	36	10
11 218 0617	-	50	GL 32	46	87
11 218 0624	11 115 1624	100	GL 45	56	100
11 218 0636	11 115 1636	250	GL 45	70	138
11 218 0644	11 115 1644	500	GL 45	86	176
11 218 0654	11 115 1654	1 000	GL 45	101	225
11 218 0663	11 115 1663	2 000	GL 45	136	260
11 218 0673	11 115 1673	5 000	GL 45	182	330

<sup>1</sup>Kupak és a kiöntő perem külön rendelhető (1-009 oldal).



**Laboratóriumi tároló üveg**, alul leszerelhető GL menetes csappal, piros záró kupakkal, fehér **DURAN®** üvegből.

Rendelési kód	Térfogat (ml)	GL menet alul	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
11 247 0354	1 000	GL 32	101	225
11 247 0363	2 000	GL 32	136	260
11 247 0373	5 000	GL 32	182	330
11 247 0386	10 000	GL 32	234	410

**Tartozékok** (tartalék alkatrészegységek) laboratóriumi tároló üveghez

Rendelési kód	Megnevezés
11 241 4703	Leeresztő csap 1 és 2 literes üveghez
11 241 4704	Leeresztő csap 5 és 10 literes üveghez
13 292 2708	GL32 menetes szorító kupak 20 mm-es lyukkal
13 292 3610	Szilikon tömítés 1 és 2 literes üvegekhez
13 292 3612	Szilikon tömítés 5 és 10 literes üvegekhez

