

NS CSISZOLAT ÁTMENETEK ÉS ÖSSZEFOGÓK

NS csiszolat átmenetek, DIN 12 257 szerint

Rendelési kód bővítők	NS dugó-tok méret	Rendelési kód szűkítők	NS dugó-tok méret
13 403 8011	12/21 - 14/23	13 403 8021	14/23 - 12/21
13 403 8012	14/23 - 19/26	13 403 8022	19/26 - 14/23
13 403 8013	14/23 - 24/29	13 403 8023	24/29 - 14/23
13 403 8014	14/23 - 29/32	13 403 8024	24/29 - 19/26
13 403 8015	19/26 - 24/29	13 403 8025	29/32 - 14/23
13 403 8016	19/26 - 29/32	13 403 8026	29/32 - 19/26
13 403 8017	24/29 - 29/32	13 403 8027	29/32 - 24/29
13 403 8018	24/29 - 34/35	13 403 8028	34/35 - 24/29
13 403 8019	29/32 - 34/35	13 403 8029	34/35 - 29/32
13 403 8020	29/32 - 45/40	13 403 8030	45/40 - 29/32



Gömbcsiszolat összefogó, rögzítő csavarral, anyaga: 18/8-as acél

Rendelési kód	KS csiszolat méret
13 703 1013	13
13 703 1019	19
13 703 1028	28
13 703 1035	35
13 703 1040	40
13 703 1050	50
13 703 1065	65



Csiszolat összefogó, anyaga: acél rúgó lemez, nikkellezve, 150°C-ig használható

Rendelési kód	NS csiszolat méret
13 001 4014	14,5/23
13 001 4019	19/26
13 001 4024	24/29
13 001 4029	29/32



Csiszolat összefogó

POM

Rendelési kód	Szín	NS méret
13 001 2010	zöld	10
13 001 2012	lila	12
13 001 2014	sárga	14
13 001 2019	kék	19
13 001 2024	zöld	24
13 001 2029	vörös	29
13 001 2034	narancs	34



Gömbcsiszolat összefogó

POM

Rendelési kód	Szín	KS méret
13 001 3013	világos lila	13
13 001 3019	világos kék	19
13 001 3020	sötét kék	19
13 001 3029	sötét vörös	29
13 001 3035	világos narancs	34

