

PORCELÁN ESZKÖZÖK, DÖRZSTÁLAK

Izzító tégely, mázas, alacsony forma, fedővel

Rendelési kód	Külső átmérő (mm)	Magasság (mm)	Térfogat (ml)
21 001 5482	41	20	15
21 001 5484	48	30	25
21 001 5485	60	37	50
21 001 5486	67	42	80
21 001 5487	76	46	100



Büchner tölcse (DIN 12 905)

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Szűrő térfogat (ml)
21 212 0603	31	35
21 212 0606	48	50
21 212 0621	60*	80
21 212 0607	75	135
21 212 0609	95	290
21 212 0622	100*	310
21 212 0611	115	580
21 212 0615	150	1 250

* nem DIN szerint



Dörzstál, a mázatlan esetében a belső rész 2/3-a mázatlan

Rendelési kód mázatlan	Rendelési kód mázas	Külső átmérő (mm)	Magasság (mm)	Térfogat (ml)
21 001 8506	21 001 8505	60	40	70
21 001 8508	-	80	40	100
21 001 8509	21 001 8510	100	55	170
21 001 8512	21 001 8511	135	65	400
21 001 8515	-	150	70	700
21 001 8518	21 001 8517	175	80	900
21 001 8525	-	210	80	1000
21 001 8533	21 001 8532	250	100	2600

Dörzstörő a dörzstálhoz

Rendelési kód mázatlan	Rendelési kód mázas	Hossz (mm)
21 001 9504	21 001 9506	85-90
21 001 9505	21 001 9508	100
21 001 9507	-	115
21 001 9510	21 001 9511	135
21 001 9513	21 001 9512	150
21 001 9516	21 001 9515	175
21 001 9519	21 001 9518	210
-	21 001 9525	250



Achát dörzstál törővel, komplett

Rendelési kód	Külső átmérő (mm)	Belső átmérő (mm)	Magasság (mm)	Térfogat (ml)
21 000 0050	50	40	25	10
21 000 0060	60	50	25	13
21 000 0075	75	60	30	24
21 000 0100	100	80	40	50
21 000 0125	125	105	50	100
21 000 0150	150	125	65	200



A porcelán eszközöknél megadott méretek (átmérő, magasság, térfogat) minden esetben tájékoztató jellegűek! Ezek gyártónként eltérnek!