

FOLYADÉKFLAKONOK



Tárolóedény, átlátszó vagy barna, bő nyakú, fekete kupakkal

PVC

Rendelési kód átlátszó	Rendelési kód barna	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 527 0595	22 527 0697	50	23	59	38 x 38
22 527 0596	22 527 0698	100	31	71	46 x 46
22 527 0597	22 527 0699	200	41	87	60 x 60
22 527 1080	22 527 1081	300	41	94	68 x 68
22 527 0598	22 527 0700	500	54	108	81 x 81
22 527 0599	22 527 0701	1000	69	143	98 x 98
22 527 3352	22 527 3353	2000	69	187	122 x 122

Folyadékflakon, bő nyakú, csavaros kupakkal, fekete osztással, kémiailag ellenálló, autoklávozható, ideális mintatárolásra

PP

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)	Nyak menet	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 529 3608	50	24	GL 32	77	44
22 529 3610	100	24	GL 32	92	48
22 529 3612	250	31	GL 40	123	64
22 529 3614	500	38,5	GL 50	153	75
22 529 3616	1000	50	GL 65	202	94
22 529 3618	2000	50	GL 65	243	120

Folyadékflakon, bő nyakú, plombázható, csavaros kupakkal, ideális mintavételezésre, akár terepen is

LDPE

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 527 0408	50	24	77	40
22 527 0409	100	24	89	48
22 527 0410	250	34,5	126	61
22 527 0411	500	34,5	161	75
22 527 0412	1000	45	201	93
22 527 0413	2000	45	250	115

Folyadékflakon, bő nyakú, csavaros kupakkal

LDPE

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)	Nyak menet	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 529 8061	50	24	GL 32	92	48
22 529 0161	100	24	GL 32	92	48
22 529 2161	250	31	GL 40	123	64
22 529 4161	500	38,5	GL 45	153	75
22 529 6161	1000	50	GL 65	202	94
22 529 8161	2000	50	GL 65	243	120

Porflakon, bő nyakú, négyszögletes forma, plombázható, csavaros kupakkal

PE

Rendelési kód fehér kupak	Rendelési kód kék kupak	Rendelési kód kék kupak, barna flakon	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 814 3100	-	-	25	18,5	53	30 x 32
22 814 3101	22 814 3111	22 814 3121	50	24	70	35 x 37
22 814 3102	22 814 3112	22 814 3122	100	34,5	90	44 x 47
22 814 3104	22 814 3114	22 814 3124	250	34,5	110	57 x 60
22 814 3105	22 814 3115	22 814 3125	500	45	138	70 x 80
22 814 3107	22 814 3117	22 814 3127	1000	60	176	82 x 102

Biztonsági plomba, sorszámmal ellátott, négy féle szín, 10 db/csomag.

Rendelési kód	szín
22 814 3611	kék
22 814 3612	piros
22 814 3613	sárga
22 814 3614	zöld