

FOLYADÉKFLAKONOK



Tárolóedény, átlátszó vagy barna, bő nyakú, fekete kupakkal

PVC

Rendelési kód átlátszó	Rendelési kód barna	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 527 0595	22 527 0697	50	23	59	38 x 38
22 527 0596	22 527 0698	100	31	71	46 x 46
22 527 0597	22 527 0699	200	41	87	60 x 60
22 527 1080	22 527 1081	300	41	94	68 x 68
22 527 0598	22 527 0700	500	54	108	81 x 81
22 527 0599	22 527 0701	1000	69	143	98 x 98
22 527 3352	22 527 3353	2000	69	187	122 x 122

Folyadékflakon, bő nyakú, csavaros kupakkal, fekete osztással, kémiaileg ellenálló, autoklávozható, ideális mintatárolásra

PP

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)	Nyak menet	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 529 3608	50	24	GL 32	77	44
22 529 3610	100	24	GL 32	92	48
22 529 3612	250	31	GL 40	123	64
22 529 3614	500	38,5	GL 50	153	75
22 529 3616	1000	50	GL 65	202	94
22 529 3618	2000	50	GL 65	243	120

Folyadékflakon, bő nyakú, **plombázható**, csavaros kupakkal ideális mintavételezésre, akár terepen is

LDPE

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 527 0408	50	24	77	40
22 527 0409	100	24	89	48
22 527 0410	250	34,5	126	61
22 527 0411	500	34,5	161	75
22 527 0412	1000	45	201	93
22 527 0413	2000	45	250	115

Folyadékflakon, bő nyakú, csavaros kupakkal

LDPE

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)	Nyak menet	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 529 8061	100	24	GL 32	92	48
22 529 0161	100	24	GL 32	92	48
22 529 2161	250	31	GL 40	123	64
22 529 4161	500	38,5	GL 45	153	75
22 529 6161	1000	50	GL 65	202	94
22 529 8161	2000	50	GL 65	243	120

Folyadékflakon, szűk nyakú, kerek forma, csavaros kupakkal spritz feltét vagy cseppentő feltét külön rendelhető

LDPE

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)	Magasság (mm)	Rendelési kód spritz feltét	Rendelési kód csepp. kupak
22 527 0500	10	9	46,5	-	22 527 2102
22 527 0501	20	9	56,5	-	22 527 2102
22 527 0502	30	9	67,5	-	22 527 2102
22 527 0503	50	13	86,5	22 527 5991	22 527 2101
22 527 0504	100	13	105	22 527 5991	22 527 2101
22 527 0506	250	19	140	22 527 5993	22 527 2100
22 527 0507	500	19	177	22 527 5993	22 527 2100
22 527 0508	1000	21,5	215	22 527 5994	22 527 2103
22 527 0509	2000	21,5	264	22 527 5994	22 527 2103
22 527 0510	3000	24	300	-	-
22 527 0511	5000	31	355	-	-