

FOLYADÉK- SPRITZ- ÉS PORFLAKONOK

Folyadékflakon, szűk nyakú, kerek forma, piros spritz feltéttel

PE

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 814 3901	50	13	109	35
22 814 3902	100	13	122	44
22 814 3903	250	20	152	60
22 814 3904	500	20	188	75
22 814 3905	1000	20	222	96



Porflakon, bő nyakú, négyszögletes forma, csavaros kupakkal

PE

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 814 3100	25	25	50	38 x 35
22 814 3101	50	25	76	38 x 35
22 814 3102	100	35	96	49 x 45
22 814 3104	250	35	116	61 x 61
22 814 3105	500	51	145	81 x 70
22 814 3107	1000	51	176	103 x 80



Spritzflakonok, NALGENE®

(2) kékesen áttetsző polipropilén, autoklávozható

PP

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)
22 872 4051	500	28
22 872 4052	1000	38



Áttetsző teflonból, kupak és kifolyócső ETFE, kerek forma, kiváló nyomelem vizsgálathoz, autoklávozható

FEP

áttetsző polietilénből, kupak és kifolyócső tartó polipropilén

PE

Rendelési kód TEFLON	Rendelési kód PE	Térfogat (ml)	Nyak méret (mm)
22 872 4031	22 872 4013	125	24
22 872 4032	22 872 4014	250	24
22 872 4033	22 872 4015	500	28
22 872 4034	22 872 4016	1000	38



Spritzflakon, szűk nyakú, hengeres forma, színes flakon és kifolyócső, egyértelmű azonosíthatóság a felcserélhetőség gyakorlatilag kizárható

PE

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Szín	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 012 1074	500	piros	170	75
22 012 1075	500	sárga	170	75
22 012 1077	500	kék	170	75

