

## MINTATARTÓK



### Mérlegedény, hagyományos forma

PP

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 710 0340	23	48	30
22 710 0342	20	29	40
22 710 0343	60	69	40
22 710 0345	30	29	49
22 710 0346	50	34	59
22 710 0347	190	88	59
22 710 0348	360	118	70



### Mintatartó, csavaros kupakkal, autoklávozható, Bürkle

PP

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Méret M x Ø (mm)	Rendelési egység (db/csom)
22 054 0012	12	31 x 25	10
22 054 0025	25	40 x 31	10
22 054 0060	60	56 x 41	10
22 054 0090	90	52 x 52	10
22 054 0125	125	67 x 52	10
22 054 0250	250	79 x 68	10
22 054 0600	625	113 x 90	10
22 054 1000	1000	129 x 102	10



### Mintatartó, pattintós kupakkal, Vitlab

PP

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)	Rendelési egység (db)
22 850 0101	5	25	20	25
22 850 0110	18	57	22	25
22 850 0119	50	97	30	10
22 850 0122	160	110	50	10

## FOLYADÉKBALLONOK



**Folyadékballon**, szűk nyakú, kerek forma, két osztással, csavaros kupakkal, fogantyúval, desztillált víz tárolására, oldalán elzáró csap részére kialakított nyílással, vagy a nélküli kivitelben, KAUTEX

PP

Rendelési kód csaphely nélkül	Rendelési kód csaphellyel	Térfogat (liter)	Nyakméret (mm)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
22 528 4131	22 528 4137	5	50	330	167
22 528 4133	22 528 4132	10	50	427	206
22 528 4135	22 528 4138	25	50	580	278
22 528 4136	22 528 4139	60	50	823	346

### Kiegészítők a KAUTEX folyadékballonhoz

Rendelési kód	Megnevezés	Anyag
22 527 6459	① Elzáró csap kék színű	PE-HD
22 527 0625	② Vak dugó	PE-HD
22 053 0000	③ Elzáró csap, StopCock	PP
22 527 3793	④ Közdarab, elzáró csaphoz (StopCock-hoz)	HDPE

