


MÉRŐHENGEREK



Mérőhenger, magas, DIN 12681/ISO 6706 szabvány szerint
 kéken festett beosztás, áttetsző
 domborított beosztás, (festés nélküli!)
 kéken festett beosztás, üvegtiszta

PP
 PP
 PMP

Rendelési kód PP, kék osztás	Rendelési kód PP, domborított osztás	Rendelési kód PMP	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
23 493 5059	10 853 1159	23 493 4759	10	0,2	145	16
23 493 5068	10 853 1168	23 493 4768	25	0,5	170	21
23 493 5075	10 853 1175	23 493 4775	50	1	200	28
23 493 5078	10 853 1178	23 493 4778	100	1	250	34
23 493 5084	10 853 1184	23 493 4784	250	2	315	47
23 493 5088	10 853 1188	23 493 4788	500	5	360	61
23 493 5092	10 853 1192	23 493 4792	1000	10	440	76
23 493 5096	10 853 1196	23 493 4796	2000	20	535	97



Mérőhenger, magas, kéken festett beosztás, üvegtiszta
 DIN 12681/ISO 6706 szabvány szerint,

PMP

A jelű, Certificate of Conformity, "KB", "H"

BRAND

A pontossági osztálya mintegy 20%-kal teljesíti túl a DIN 12681-es szabvány követelményeit. Az A pontossági osztály toleranciája 20 mosás és 10 gőz sterilizálás után is teljesítésre kerül (a DIN 12681 követelménye 10 mosás és 3 gőz sterilizálás).

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	A pontosság (±ml)	Magasság (mm)
23 493 3108	10	0,2	0,08	145
23 493 3120	25	0,5	0,2	170
23 493 3128	50	1	0,4	200
23 493 3138	100	1	0,4	250
23 493 3148	250	2	0,8	315
23 493 3154	500	5	2	360
23 493 3162	1000	10	4	440
23 493 3164	2000	20	8	535



Mérőhenger, alacsony forma, kiöntővel, domborított beosztás

PP

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
23 851 0268	25	0,50	122	22
23 851 0275	50	1	142	27
23 851 0279	100	2	163	37
23 851 0285	250	5	192	51
23 851 0289	500	10	218	67
23 851 0293	1000	20	285	78



Areométer-mérőhenger

PP

500 ml-es műanyag mérőhenger, felül folyadék-felfogó „gallérral”. Ezzel lehetséges a teljesen teletöltött mérőhengernél az areométert leolvasni.

Rendelési kód	Leírás	Méret (mm)
23 851 0588	Areométer mérőhenger, 500 ml	Ø50 x 350