

MÉRŐLOMBIKOK, GÖMBLOMBIK

Mérőlombik, csavaros kupakkal, DIN 12664

PP vagy PMP

Rendelési kód PP	Rendelési kód PMP	Térfogat (ml)	Magasság (mm)	Kupak méret
10 853 1255	10 853 1455	10	90	GL 18
10 853 1265	10 853 1465	25	115	GL 18
10 853 1272	10 853 1472	50	150	GL 18
10 853 1277	10 853 1477	100	180	GL 18
10 853 1284	10 853 1484	250	235	GL 25
10 853 1288	10 853 1488	500	270	GL 25
10 853 1292	10 853 1492	1000	310	GL 32



Mérőlombik, PP dugóval, DIN EN ISO 1042

PP vagy PMP

PP lombik, B pontossági osztály

PMP lombik, A pontossági osztály, minőségi bizonyítvánnyal (certifikat)

Rendelési kód PP, B jelű	Rendelési kód PMP, A jelű	Térfogat (ml)	Magasság (mm)	NS dugó méret
10 853 1355	10 853 1354	10	90	10/19
10 853 1365	23 851 1365	25	115	10/19
10 853 1372	23 851 1372	50	150	12/21
10 853 1377	23 851 1377	100	180	14/23
10 853 1384	23 851 1384	250	235	19/26
10 853 1388	23 851 1388	500	270	19/26
10 853 1392	23 851 1392	1000	310	24/29



Mérőlombik, BRAND, csavaros kupakkal, DIN EN ISO 1042

PFA

kiválóan tömített zárás, mivel a kupak is PFA-ból készül,

magas hőmérséklet és kémiai ellenálló képesség,

A pontossági osztály, minőségi bizonyítvánnyal (sorozat szám és gyártási év)

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Magasság (mm)	Kupak méret
10 853 1254	10	90	GL 18
23 851 1265	25	108	GL 18
23 851 1272	50	143	GL 18
23 851 1277	100	166	GL 18
23 851 1284	250	222	GL 25
23 851 1288	500	262	GL 25



Gömbloblik, NS csiszolattal, DIN 12348

PFA

magas hőmérséklet és kiváló kémiai ellenálló képesség, ideális rotációs bepárlókhöz és nagy tisztaságú vegyszerek desztillálásához

Rendelési kód	Térfogat (ml)	NS méret	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
23 851 8024	100	29/32	117	65
23 851 8036	250	29/32	147	88
23 851 8044	500	29/32	177	107

