

FŐZŐPOHÁR, MÉRŐPOHÁR



Főzőpohár, alacsony, DIN 12331/ISO 7056 szabvány szerint
kéken festett beosztás
pirosan vagy kéken festett beosztás, üveg tiszta

PP
PMP

Rendelési kód PP	Rendelési kód PMP	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (ml)
23 851 3159	23 851 3359	10	2	35	25
23 851 3169	23 851 3369	25	5	47	31
23 851 3176	23 851 3376	50	10	60	40
23 851 3180	23 851 3380	100	20	70	49
23 851 3181	23 851 3381	150	20	80	56
23 851 3186	23 851 3386	250	50	94	68
23 851 3187	23 851 3387	400	50	109	77
23 851 3190	23 851 3390	500	100	122	88
23 851 3191	23 851 3391	600	100	125	91
23 851 3194	23 851 3394	1000	100	149	102
23 851 3196	23 851 3396	2000	200	183	133
23 851 3197	23 851 3397	3000	200	214	174
23 851 3198	23 851 3398	5000	500	248	185

A megadott méretek gyártónként eltérhetnek!

Mérőpohár

Füllel, kiöntővel, kéken festett beosztás
Füllel, kiöntővel, domborított (festés nélküli!) beosztás

PP
PP

Rendelési kód kék osztás	Rendelési kód domborított osztás	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
23 851 2176	10 853 2376	50	2	70	40
23 851 2179	10 853 2379	100	2	80	50
23 851 2185	10 853 2385	250	5	120	70
23 851 2189	10 853 2389	500	10	133	91
23 851 2192	10 853 2392	1000	10	170	116
23 851 2196	10 853 2396	2000	20	215	150
23 851 2197	10 853 2397	3000	50	242	170
23 851 2198	10 853 2398	5000	100	270	210

A megadott méretek gyártónként eltérhetnek!

Színes mérőpohár, füllel, kiöntővel, jól látható festett beosztás,
mosás max. 60°C-ig, beosztás: 10ml-ként

PP

Rendelési kód	Szín	Térfogat (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
10 853 1942	kék	500	140	100
10 853 1943	sárga	500	140	100
10 853 1944	piros	500	140	100
10 853 1945	zöld	500	140	100
10 853 2942	kék	1000	167	125
10 853 2943	sárga	1000	167	125
10 853 2944	piros	1000	167	125
10 853 2945	zöld	1000	167	125
10 853 1111	4 db-os összeállítás (kék, sárga, piros, zöld) 500ml			
10 853 2111	4 db-os összeállítás (kék, sárga, piros, zöld) 1000ml			