

MÉRŐPOHARAK, ERLENMEYER LOMBIKOK, SZEDIMENTÁCIÓS KEHELY ÉS TARTÓK

Színes mérőpohár, füllel, kiöntővel, jól látható festett beosztás, mosás max. 60°C-ig, beosztás: 10ml-ként

PP

Rendelési kód	Szín	Térfogat (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
10 855 1942	kék	500	140	100
10 855 1943	sárga	500	140	100
10 855 1944	piros	500	140	100
10 855 1945	zöld	500	140	100
10 855 2942	kék	1000	167	125
10 855 2943	sárga	1000	167	125
10 855 2944	piros	1000	167	125
10 855 2945	zöld	1000	167	125
10 855 1111	4 db-os összeállítás (kék, sárga, piros, zöld) 500ml			
10 855 2111	4 db-os összeállítás (kék, sárga, piros, zöld) 1000ml			



Erlenmeyer lombik, csavaros kupakkal NS kúpos dugóval is használható

PP vagy PMP

Rendelési kód PP	Rendelési kód PMP	Térfogat (ml)	DIN kupak méret (mm)	NS dugó méret (mm)
23 856 6617	10 853 1666	50	GL 40	34/35
23 856 6724	10 853 1667	100	GL 40	34/35
23 856 6836	10 853 1668	250	GL 52	45/40
23 856 6944	10 853 1669	500	GL 52	45/40
23 856 7054	10 853 1670	1000	GL 52	45/40



Erlenmeyer lombik, teflon, NALGENE®

csavaros kupakkal, áttetsző, domborított osztással, autoklávozható, széles hőmérsékleti tartomány lombik: -270 ... +205°C, kupak: -100 ... +150°C

FEP/EFTE

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Nyak (mm)
23 874 1062	125	33
23 874 1063	250	38



Szedimentációs kehely, Imhoff típus,

DIN 12672 szerint, alul csavaros leeresztő nyílással, domborított beosztás

SAN

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
23 710 1055	1 000	480	125

Tartóállvány szedimentációs kehelyhez

PMMA

Rendelési kód	Férőhely (db)	Méret (mm)
23 710 1056	2	150 x 300 x 290



behroplast®- tartóállványok szedimentációs kehelyhez szürke színű, stabil kialakítás

PVC

Rendelési kód	Leírás
23 481 7002	2 db csap nélküli kehely számára
23 481 7012	2 db csappal rendelkező kehely számára
23 481 7004	4 db csap nélküli kehely számára
23 481 7014	4 db csappal rendelkező kehely számára

