



TÖLCSÉREK



Analitikai tölcsér, 60°-os
standard méretű szűrőpapírokhoz méretezve

PP

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Szárátmérő (mm)
23 004 7005	30	5
23 004 7010	40	5
23 004 7015	50	9
23 004 7020	75	10
23 004 7025	100	13
23 004 7030	120	14
23 004 7035	150	17

Hosszú szárú analitikai tölcsér
standard méretű szűrőpapírokhoz méretezve

PP

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Szárátmérő (mm)	Szárhossz (mm)
23 710 0162	65	8	150
23 710 0164	78,5	8	143
23 710 0165	103,5	8	145

Tölcsér, nagyméretű, ipari verzió, akasztóval

PP

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Szár belső átmérő (mm)
23 004 7040*	200	200	22
23 004 7045*	250	260	30
23 004 7050	350	440	35
23 004 7051	400	365	42
23 004 7052	430	420	37
23 004 7053	szűrőbetét a *-gal jelzett tölcsérekhez, sárgaréz, átmérő 50 mm		

1 Ø 400 mm, Ø430 mm-es tölcsér anyaga HDPE

Portölcsér

PP

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Térfogat (ml)	Szárátmérő (mm)
23 710 0171	60	45	15
23 710 0167	80	94	15
23 710 0168	100	200	25
23 710 0169	120	360	30
23 710 0170	150	730	36
23 710 0166	180	1290	43

Büchner tölcsér

PP

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Szárhossz (mm)	Lyukméret (mm)
23 710 0437	42,5	47	1,2
23 710 0438	55	57	1,1
23 710 0439	70	57	2,0
23 710 0440	80	65	2,0
23 710 0441	90	68	2,5
23 710 0442	110	92	2,5
23 710 0443	160	105	2,75
23 710 0445	240	143	3,0