

VÁKUUM EXSZIKKÁTOR, VÍZUGÁRSZIVATTYÚ

Vákuum exszikkátor, kivehető szárítóanyag tállal
a vákuumvesztés kisebb mint 20 Hgmm (740 Hgmm-nél, 24 óra)

PC/PP

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Ø x M (mm)
23 710 0550	150	170 x 195
23 710 0230	200	235 x 240
23 710 0554	250	285 x 300
23 710 0552	300	340 x 300

A megadott méretek gyártónként eltérhetnek!

Tároló lap az exszikkátorhoz (opcionális)

PP

Rendelési kód	Átmérő (mm)
23 710 0551	150
23 710 0231	200
23 710 0553	250

Tömítő gyűrű az exszikkátorhoz, neoprén

Rendelési kód	Átmérő (mm)
23 710 0555	150
23 710 0556	200
23 710 0557	250

Vízugárszivattyú, alacsony víznyomás esetén is használható,
kb. 15 mbar maximum vákuum, olivás csatlakozás

PP

Rendelési kód	Magasság (mm)
23 710 1395	190

Szárítócső, szárítóanyag töltetkez,
8-10 mm olivás csatlakozással

PE

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Hossz (mm)
27 710 0446	20	100
27 710 0447	20	150
27 710 0448	20	200

SZCINTILLÁCIÓS EDÉNYEK

Szcintillációs edény, csavaros PP kupakkal

HDPE

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Ø(mm)	Magasság(mm)	Rendelési egység (db)
23 581 0110	5	14	56	2000
23 581 0100	20	27	60	1000

Tartó állvány szcintillációs edényhez,

PP

Kémiaailag jó ellenálló polipropilénből, autoklávozható 121°C-on. Stabil kialakítás két oldalt fogantyúval a szállításhoz. Minta előkészítéshez vagy tároláshoz.

Rendelési kód	Méret (mm)	Ø (mm)	Férőhely
24 011 3107	298 x 127 x 95	30	3 x 8

