

## CRYO CSÖVEK ÉS TARTÓK

Az alábbi cryo eszközök gamma sterilizáltak és mentesek RNasen, DNasen, DNA és endotoxinok-tól.

**Cryo csövek**, biológiai minták tárolásához, mint pl. mikroorganizmusok, emberi és állati szövetek, osztással polipropilénből. Rendelkeznek egy matt felületű feliratozó mezővel és a színes kupak jelölők megkönnyítik a minták azonosíthatóságát.

Hőmérséklet stabilitásukat a  $-190^{\circ}\text{C}$ -ig megőrzik, autoklávozhatók  $121^{\circ}\text{C}$ -on.

Csomagolás: 1000 db kartononként (20 x 50 db)

### Cryo csövek, külső menettel

PP

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Leírás
29 491 4830	1,2	12,3	41	talppal
29 491 4831	2,0	12,3	46	talp nélkül
29 491 4832	2,0	12,3	47	talppal
29 491 4833	3,0	12,3	71	talppal
29 491 4834	4,0	12,3	75	talppal
29 491 4835	5,0	12,3	90	talppal

### Cryo csövek, belső menettel

PP

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Leírás
29 491 4840	1,2	12,3	43	talppal
29 491 4841	2,0	12,3	48	talppal
29 491 4842	2,0	12,3	47	talp nélkül
29 491 4844	4,0	12,3	76	talppal
29 491 4845	5,0	12,3	91	talppal

### Kupak jelölő

Illeszthető a fenti cryo csövek bármelyikére, csomagolás: 1000 db/karton

PP

Rendelési kód	Szín
29 491 4850	fehér
29 491 4851	kék
29 491 4852	piros
29 491 4853	zöld
29 491 4854	sárga

### Cryo cső tartóállvány

40 férőhelyes, 1,2-től 5,0 ml-es, 12,5mm átmérőjű cryo csöveknek. Csúszásálló, autoklávozható,

Méret: 100 x 220 x 30 mm

PP

Rendelési kód	Szín
29 491 4860	kék
29 491 4870	piros
29 491 4880	zöld

### Mini asztali hűtő doboz

Reagensok hűtésére a laborasztalon. Férőhely 12 db reakciócső 0,5 - 2,0 ml-ig.

PC

Rendelési kód	Hőmérséklettartás	Időtartam (perc)	Szín
29 491 4930	$0^{\circ}\text{C}$	60	piros
29 491 4935	$-20^{\circ}\text{C}$	60	sárga
29 491 4940	$-70^{\circ}\text{C}$	45	fehér

## RATIOLAB

