

## CRYO CSŐ TÁROLÓ RENDSZEREK

RATIOLAB®



**Színes cryo cső tároló karton doboz**, komplett fedéllel, impregnált, -80°C-ig kiválóan tűrő természetes anyagú doboz, többféle felosztású betéttel rendelhető  
Méret: **136 x 136 mm**

Rendelési kód 32 mm	Rendelési kód 50 mm	Rendelési kód 75 mm	Rendelési kód 100 mm	Rendelési kód 130 mm	Szín Magasság
23 514 1321	23 514 1501	23 514 1751	23 514 1001	23 514 1131	fehér
23 514 1322	23 514 1502	23 514 1752	23 514 1002	23 514 1132	kék
23 514 1323	23 514 1503	23 514 1753	23 514 1003	23 514 1133	piros
23 514 1324	23 514 1504	23 514 1754	23 514 1004	23 514 1134	zöld
23 514 1325	23 514 1505	23 514 1755	23 514 1005	23 514 1135	sárga


**Vízálló**, műanyag bevonattal rendelkező változat

Rendelési kód 32 mm	Rendelési kód 50 mm	Rendelési kód 75 mm	Rendelési kód 100 mm	Rendelési kód 130 mm	Szín Magasság
23 514 2321	23 514 2501	23 514 2751	23 514 2001	23 514 2131	fehér
23 514 2322	23 514 2502	23 514 2752	23 514 2002	23 514 2132	kék
23 514 2323	23 514 2503	23 514 2753	23 514 2003	23 514 2133	piros
23 514 2324	23 514 2504	23 514 2754	23 514 2004	23 514 2134	zöld
23 514 2325	23 514 2505	23 514 2755	23 514 2005	23 514 2135	sárga

133 x 133 mm-es cryo cső tároló karton doboz külön igény szerint rendelhető.

**Osztott betétek a fenti cryo dobozokba**, (külön rendelendő)

25 mm	30 mm	40 mm	65 mm	Magasság	Cryo cső Ø (mm)
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Felosztás	
23 512 0210	23 512 0211	23 512 0212	23 512 0213	4 x 4	28,5
23 512 0121	23 512 0120	23 512 0122	23 512 0123	5 x 5	23,5
23 512 0131	23 512 0130	23 512 0132	23 512 0133	6 x 6	19,5
23 512 0143	23 512 0140	23 512 0142	23 512 0141	7 x 7	16,5
23 512 0152	23 512 0150	23 512 0151	23 512 0153	8 x 8	14,5
23 512 0163	23 512 0160	23 512 0161	23 512 0162	9 x 9	12,0
23 512 0173	23 512 0170	23 512 0172	23 512 0171	10 x 10	11,0
23 512 0182	23 512 0180	23 512 0181	23 512 0183	12 x 12	9,0
23 512 0190	23 512 0193	23 512 0191	23 512 0192	13 x 13	8,5
23 512 0202	23 512 0203	23 512 0201	23 512 0200	14 x 14	7,5
23 512 0221	23 512 0222	23 512 0223	23 512 0224	16 x 16	6,5



**Cryo cső tároló karton doboz**, centrifugacsöveknek, komplett fedéllel, impregnált, -80°C-ig kiválóan tűrő természetes anyagú doboz

Rendelési kód	Méret (mm)	Felosztás	Cryo cső Ø (mm) és h (mm)
23 514 3130	148 x 148 x 130	4 x 4	30 x 115
23 514 3131	148 x 148 x 130	6 x 6	17 x 120

## CRYO CSŐ TÁROLÓ RENDSZEREK

### Cryo cső tároló dobozok

PP

A 2 az 1-ben ratiolab cryo cső tároló doboz két különböző méretben is használható. Magassága könnyedén állítható a tető elforgatásával, mely által 50 mm-től 75 mm-ig alkalmazható.

- élénk, neonszínezésű alsórész numerikus jelöléssel
- autoklávozható és mélyhűtőben is használható
- felosztások: 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10
- hőmérsékleti tartomány: -90 ... +121°C
- méret: 133 x 133 mm



Rendelési kód Áttetsző	Rendelési kód Sárga	Rendelési kód Piros	Rendelési kód Zöld	Rendelési kód Kék	Rendelési kód Fekete	Felosztás Szín
23 532 0410	23 532 0411	23 532 0412	23 532 0413	23 532 0414	23 532 0415	6 x 6
23 532 0410	23 532 0311	23 532 0312	23 532 0313	23 532 0314	23 532 0315	7 x 7
23 532 0210	23 532 0211	23 532 0212	23 532 0213	23 532 0214	23 532 0215	8 x 8
23 532 0010	23 532 0011	23 532 0012	23 532 0013	23 532 0014	23 532 0015	9 x 9
23 532 0110	23 532 0111	23 532 0112	23 532 0113	23 532 0114	23 532 0115	10 x 10

### Cryo cső tároló dobozok

PP

Színes cryo cső tároló dobozok, különböző felosztással. A fehér színű, különféle méretű felosztások praktisan cserélhetők és bármely más ratiolab cryo dobozba áttehetők.

- autoklávozható és mélyhűtőben is használható
- hőmérsékleti tartomány: -90 ... +121°C
- kivethető felosztás a könnyű tisztítás érdekében
- méret: 133 x 133 mm

Rendelési kód	Szín	Magasság	Rendelési kód	Szín	Magasság
23 522 0010	áttetsző	52	23 522 0020	áttetsző	75
23 522 0011	sárga	52	23 522 0021	sárga	75
23 522 0012	piros	52	23 522 0022	piros	75
23 522 0013	zöld	52	23 522 0023	zöld	75
23 522 0014	kék	52	23 522 0024	kék	75
23 522 0015	fekete	52	23 522 0025	fekete	75

### Osztott betétek a fenti cryo dobozokba, (külön rendelendő)

Rendelési kód	Felosztás	Méret	Cryo cső Ø (mm)
23 522 0100	6 x 6	133 x 133 x 30	20,5
23 522 0101	7 x 7	133 x 133 x 30	17,3
23 522 0102	8 x 8	133 x 133 x 30	15,8
23 522 0103	9 x 9	133 x 133 x 30	12,8
23 522 0104	10 x 10	133 x 133 x 30	11,2

RATIOLAB®

