

TÖMÍTŐ MANDZSETTA, DUGÓK, KÉMCSÖVEK



Tömítő mandzsetta NS csiszolatok illesztéséhez
Folyadék és lég tömör tömitést biztosít -200...+260 C°- on

PTFE


Rendelési kód	Típus	Rendelési kód	Típus
24 174 6001	7/16	24 174 6005	19/26
24 174 6002	10/19	24 174 6006	24/29
24 174 6003	12/21	24 174 6007	29/32
24 174 6004	14/23	24 174 6008	34/35



Műanyag és teflon dugók, NS csiszolatokhoz
hőmérséklet tartomány: PE max.125°C, PTFE -200...+260 C°
PTFE dugók rendelési egysége: 3 db/csomag

PE/PTFE

Rendelési kód PE	Rendelési kód PTFE	NS méret
24 003 9105	-	7/16
24 003 9110	24 172 0003	10/19
24 003 9112	24 172 0004	12/21
24 003 9114	24 172 0005	14/23
24 003 9119	24 172 0006	19/26
24 003 9124	24 172 0007	24/29
24 003 9129	24 172 0008	29/32
24 003 9134	24 172 0009	34/35
24 003 9145	24 172 0010	45/40



Kémcső (tesztcső), átlátszó, üvegtiszta, dugó nélkül

Rendelési kód	Típus	Kép	Anyaga	Méret Ø x H (mm)	Rendelési egység (db)
29 351 4040	RIA	1	PS	11 x 70	1000
29 301 4030	Coagulometer	2	PS	12 x 55	1000
29 351 4030	univerzális	3	PS	12 x 75	1000
29 351 4031	univerzális	4	PP	12 x 75	1000
29 351 4032	univerzális	3	PS	13 x 75	1000
29 351 4033	univerzális	4	PP	13 x 75	1000
29 371 4010	univerzális	5	PS	16 x 100	1000
29 381 4010	univerzális	6	PP	16 x 100	1000
29 352 0000	kónikus aljú	7	PS	18 x 105	1500
29 362 2000	univerzális	8	PS	18 x 105	1500

Dugó a kémcsövekhez, különböző színekben

PE-LD

Rendelési kód					Méret mm	Rendelési egység (db)
áttetsző	kék	zöld	piros	sárga		
29 351 4900	29 351 4901	29 351 4902	29 351 4903	29 351 4904	11-12	1000
29 391 4900	29 391 4901	29 391 4902	29 391 4903	29 391 4905	16-17	1000

