


CENTRIFUGACSORÖVEK

Centrifugacsörövek, átlátszó beosztással

PP

Jól záró kék csavaros kupakkal, autoklávozható, fagyasztható, RCF: 3500

Rendelési kód	Típus	Térfogat (ml)	Méret (mm)	Rendelési egység (db)
23 330 0005	kúpos, higiénikus	15	Ø 17 x 120	25
23 330 0006	kúpos, steril	15	Ø 17 x 120	150
23 330 0001	kúpos, higiénikus	50	Ø30 x 115	25
23 330 0002	kúpos, steril	50	Ø30 x 115	300
23 330 0003	talppal, higiénikus	50	Ø30 x 115	25
23 330 0004	talppal, steril	50	Ø30 x 115	250



Oak Ridge centrifugacső, NALGENE®, ETFE záró kupakkal,

FEP

átlátszó, szivárgásmentes, autoklávozható, hőmérsékleti tartomány: -100...+150 C°

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Méret (mm)	Rendelési egység (db)
23 873 1141	10	Ø 16,0 x 79,0	2
23 873 1142	30	Ø 25,7 x 93,0	2
23 873 1143	42	Ø 28,8 x 106,7	2



Oak Ridge centrifugacső, NALGENE®, PP záró kupakkal,

PSU

átlátszó, szivárgásmentes, autoklávozható

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Méret (mm)	Rendelési egység (db)
23 873 1153	30	Ø 25,8 x 94,0	10
23 873 1154	43	Ø 29,0 x 107,2	10



Oak Ridge centrifugacső, NALGENE®, PP záró kupakkal,

PC

átlátszó, szivárgásmentes, autoklávozható

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Méret (mm)	Rendelési egység (db)
23 873 1181	10	Ø 16,1 x 81,5	10
23 873 1182	28	Ø 25,8 x 94,0	10
23 873 1183	30	Ø 25,8 x 94,0	10
23 873 1184	43	Ø 28,8 x 106,4	10
23 873 1185	81	Ø 38,2 x 105,2	10



Oak Ridge centrifugacső, NALGENE®, PP záró kupakkal,

PP

átlátszó, szivárgásmentes, autoklávozható

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Méret (mm)	Rendelési egység (db)
23 873 1191	10	Ø 16,1 x 80,5	10
23 873 1192	28	Ø 25,8 x 94,0	10
23 873 1193	30	Ø 25,8 x 93,5	10
23 873 1194	42	Ø 28,8 x 105,9	10

